

DONNEES D'UTILISATION Des RESPONDER RP 1105 et RP 1010

Mode d'emploi : La méthode d'utilisation suivante est recommandée pour obtenir un effet optimal de Responder®. Cette notice technique ne saurait remplacer l'expertise médicale de l'opérateur ni son expérience concernant le produit.

- ✓ 1 : Contrôlez l'emballage avant de l'ouvrir pour détecter tout défaut ou endommagement éventuel. Contrôlez de même le contenu avant de l'utiliser. N'utilisez pas le sachet si vous constatez une irrégularité quelconque.
- ✓ 2 : Sortez de façon stérile le flacon accordéon avec l'applicateur. Vissez l'applicateur sur le flacon accordéon.
- ✓ 3 : Retirez l'excès de sang du site à traiter par absorption, tamponnement ou aspiration.
- ✓ 4 : Appliquez immédiatement Responder® directement sur la source de l'hémorragie en exerçant de légères pressions sur le flacon accordéon et recouvrez la plaie de poudre hémostatique.
- ✓ 5 : Exercez une pression directe jusqu'à ce que Responder® adhère à la plaie.
- ✓ 6 : Une fois l'hémostase obtenue, retirez délicatement et entièrement l'excès de Responder® par irrigation.
- ✓ 7 : Si le saignement persiste, retirez l'excès de poudre et répétez la procédure.

Domaine - Indications :

➤ **Domaine :**

Responder® est composé de particules de polymères modifiés absorbables (AMP®) obtenues à base d'amidon purifié. Responder® est une poudre hémostatique résorbable conçue pour contrôler les hémorragies survenant en traumatologie ou lors d'interventions chirurgicales.

- ✓ Accélère la cascade de la coagulation en absorbant rapidement l'eau contenue dans le sang ce qui augmente la concentration des éléments figurés du sang et des protéines de la coagulation.
- ✓ Forme une barrière mécanique en stimulant la formation au contact du sang d'une matrice adhésive gélatinée.

➤ **Indications :**

- ✓ Saignements lors des plaies et blessures en particulier lorsque les méthodes conventionnelles ne peuvent être pratiquées ou s'avèrent inefficaces :
 - Service d'accueil des urgences
 - SMUR et SAMU : Transports primaires
 - Bloc opératoire.

ALPHACOMED SARL

ZI Athéla II – 145 Impasse du Serpolet – 13704 LA CIOTAT Cedex

TEL. 04.42.73.10.89 FAX 04.42.73.10.03

Courriel : alpha@alphacoméd.com

Site : www.alphacoméd.com

CODE APE 523C - N° SIRET 418 750 493 00037