

Polysaccharide Hémostatique Absorbable



Naturel

SealFoam® Composition

100% Naturel, Basé d'amidon de plantes purifié
Hémostase Rapide
Absorption Rapide dans le corps
Mousse Hémostatique – facile d'utilisation
Non-pyrogène, Latex Free

Bénéfice Clinique

Élimine tous les risques dérivés, ne contient aucune substance Humaine ou Animale.
Contrôle le saignement et l'hémostase
Minimise le saignement post opératoire
Réduit le temps d'interventions.

SealFoam® Hemostat de polysaccharide SealFoam®.

SealFoam® est un tampon hémostatique révolutionnaire composé d'un matériau AMP®, une technologie brevetée qui modifie l'amidon végétal purifié en polymères hémostatiques ultra-hydrophiles et adhésifs. Le matériau AMP® a une structure moléculaire qui absorbe rapidement l'eau du sang, provoquant une concentration élevée de plaquettes, de globules rouges et de protéines de coagulation (thrombine, fibrinogène, etc.). Ce processus de déshydratation accélère la cascade normale de coagulation et SealFoam® forme une matrice adhésive gélifiée qui constitue une barrière mécanique contre les saignements ultérieurs. Les propriétés ultra-hydrophile et adhésive de SealFoam® sont formulées de façon unique pour contrôler les saignements et minimiser la possibilité de saignement. La sécurité des patients est améliorée puisque SealFoam® ne contient aucun composant humain ou animal et est rapidement absorbé dans le corps en quelques jours. SealFoam® est marqué CE et enregistré sur les principaux marchés internationaux.

SealFoam® Technique Application



1. SECHAGE: Retirez l'excès de sang du site à traiter par absorption. Identifier la source de l'hémorragie.



2. APPLICATION: Appliquer SealFoam® directement sur la source d'hémorragie et recouvrez entièrement la plaie.



3. COMPRIMER: Pour contrôler le saignement exercé une pression sur SealFoam® pendant 1 to 2 minutes.



4. IRRIGER: Retirer délicatement la compresse SealFoam® et irriguer pour retirer les excès.

SealFoam®, Information de Commande

Model	Reference No	Spécifications (mm)	Packaging
SealFoam® HD	PF644	60x40x4	10 units/box
SealFoam® Sternal	PFS02	120x25x4	20 units/box

SealFoam® is not approved for distribution in the U.S. SealFoam® is manufactured under patents pending in the U.S. and other countries.

Hemostatic Solutions

2150 Ringwood Ave. San Jose | CA 95131 USA
tel: 408-428-9818 | fax: 408-383-9189
[email: info@starchmedical.com](mailto:info@starchmedical.com)