



# Tablier de Radioprotection

# Tables des matières



- Choisir son modèle (3-31)
- Choisir sa qualité de plomb (32)
- Choisir son épaisseur de plomb avant/arrière (33)
- Choisir sa taille (34-35)
- Choisir sa couleur (36)
- Choisir ses options (37)
- Choisir ses accessoires (38-48)

# Choisir son modèle

---

Dans la gamme de produits se trouve trois catégories principales :

- Tablier demi-chasuble (face avant) modèle CA.
- Tablier chasuble (face avant/arrière) modèle DA.
- Vestes et jupes modèle SV.

A la suite de ces 3 catégories vous retrouverez la catégorie tabliers d'enfants ainsi que la catégorie tabliers dentaires.

## Tablier face-avant

Confortable et facile à mettre en place, la demi-chasuble, autrement appelée tablier face avant, est idéale lorsque seule une protection frontale est nécessaire. Il offre de plus une grande aisance de mouvement.

Nous vous proposons 7 modèles de fermeture différents, dont un tablier spécialement développé pour l'urologie. Tous nos tabliers sont équipés d'office d'épaulettes renforcées pour un plus grand confort. Disponibles en 0.35 mm pb et 0.50 mm pb (équivalence en plomb devant) en plomb, light plus ou sans plomb.

### OPTIONS :

- Ceinture élastique : celle-ci permet de répartir le poids entre les épaules et les hanches afin d'éviter maux de dos et fatigue.
- Cache-thyroïde : cousu ou séparé.
- Poche intérieure et/ou extérieure (pour dosimètre).

# Tablier face avant CA



- CA, tablier face avant ou demi-chasuble.
- Système de fermeture par velcro ou par ceinture clipsable

## SUR DEMANDE

Monogramme sur demande (identifiants personnels ou logo).

Tablier face avant (demi-chasuble) Modèle CA							
	X-Small XS	Small S	Medium M	Large L	X-Large XL	2XL	3XL
Mesures des hanches à l'endroit le plus large	-	50	60	75	-	-	-
Longueur Épaule Genoux	Longueur standard : 90, 100, 110, 120, 130 Autres tailles sur demande.						



## Nom du modèle : Urologie face avant/Urology front apron

- Demi-chasuble d'**Urologie**
- Conçu pour une aisance des mouvements en position assise (notamment lors d'examens d'urologie).

### SUR DEMANDE

Monogramme sur demande (identifiants personnels ou logo).

Tablier face avant (demi-chasuble) Modèle Urologie							
	X-Small XS	Small S	Medium M	Large L	X-Large XL	2XL	3XL
Mesures des hanches à l'endroit le plus large	-	50	60	75	-	-	-
Longueur Épaule Genoux	Longueur standard : 90, 100, 110, 120, 130 Autres tailles sur demande.						

# Pour le tablier demi-chasuble (face avant) vous pouvez choisir entre 7 systèmes de fermetures différents



- Fermeture ajustement par ceinture clip.
- Snap button fastener.



- Fermeture par boutons pressions
- Push button fastener



- Fermeture par ruban
- String fastener



- Tablier chirurgicale
- Surgical apron



- Fermeture velcro
- Velcro fastener



- Attache arrière élastique
- Elastic rear fastener



- Fermeture velcro élastique
- Elastic velcro fastener

# Tablier protection complète face avant/arrière

Nos chasubles ont été développées pour vous assurer une protection optimale frontale et arrière. Nous vous proposons 8 modèles, équipés de différents systèmes d'attache à velcro ou à boucle. Par ailleurs, 2 familles de modèles sont disponibles :

- Les chasubles traditionnelles constituées d'un seul panneau avant
- Les chasubles à chevauchement frontal (intégral ou partiel) constituées de 2 panneaux qui se superposent sur l'avant (si vous faites le choix d'une équivalence au plomb de 0.50mm face avant, ce sont donc 2 panneaux de 0.25mm pb qui se superposeront).

Tous nos tabliers sont équipés systématiquement d'épaulettes renforcées pour un plus grand confort. Equivalence au plomb disponible :

- face avant en 0.35 ou 0.50 pb
- face arrière en 0.25 en standard, à la demande 0.35 ou 0.50 mm pb.

Disponibles dans les matériaux : Plomb, Plomb allégé, Sans Plomb.

**OPTIONS :** - Ceinture élastique : celle-ci permet de répartir le poids entre les épaules et les hanches afin de réduire maux de dos et fatigue.

- Cache-thyroïde : cousu ou séparé.
- Poche intérieure et/ou extérieure (pour dosimètre)
- Monogramme



# Tablier manteau (face avant/arrière) DA

- **BRDA**, tablier, chasuble, manteau, avec chevauchement sur une partie de la face avant. Modèle pour GAUCHER
- Fermeture par velcro sur la longueur, col en V

## SUR DEMANDE

Monogramme sur demande (identifiants personnels ou logo).

Chasuble (manteau) Gamme DA							
	X-Small XS	Small S	Medium M	Large L	X-Large XL	2XL	3XL
Circonférence des hanches	-	97-107	113-117	120-127	-	-	-
Longueur épaule genoux	Longueur standard : 90, 100, 110, 120, 130. Autres tailles sur demande.						



# Tablier manteau (face avant/arrière) DA

- **MADA**, tablier, chasuble, manteau, avec chevauchement sur une partie de la face avant. Fermeture par velcro sur la longueur, col en V. Bonne répartition du poids entre les hanches et les épaules grâce à la ceinture élastique (boucle ou velcro) pour un meilleur confort au niveau du dos.

## SUR DEMANDE

Monogramme sur demande (identifiants personnels ou logo).

Chasuble (manteau) Gamme DA							
	X-Small XS	Small S	Medium M	Large L	X-Large XL	2XL	3XL
Circonférence des hanches	-	97-107	113-117	120-127	-	-	-
Longueur épaule genoux	Longueur standard : 90, 100, 110, 120, 130. Autres tailles sur demande.						



**alphacoméd**  
MATERIEL MEDICAL - VENTE & SAV

# Tablier manteau (face avant/arrière) DA

- **DA**, tablier, chasuble, manteau intégrale à chevauchement complet sur toute la face avant. Fermeture par velcro sur la longueur de la face avant ainsi que sur l'épaule gauche
- Possibilité d'avoir en option des manches amovibles ou cousue coté gauche et/ou droite, ainsi qu'une ceinture élastique clipsable

## SUR DEMANDE

Monogramme sur demande (identifiants personnels ou logo).

Chasuble (manteau) Gamme DA							
	X-Small XS	Small S	Medium M	Large L	X-Large XL	2XL	3XL
Circonférence des hanches	-	97-107	113-117	120-127	-	-	-
Longueur épaule genoux	Longueur standard : 90, 100, 110, 120, 130. Autres tailles sur demande.						

# Tablier manteau (face avant/arrière) DA



- **WDA**, tablier, chasuble, sans velcro. Partie arrière à fronces élastiques pour un ajustement optimal vers l'avant. Fermeture ventrale par ceinture à boucle. Légère découpe arrière pour déplacements facilités

## SUR DEMANDE

Monogramme sur demande (identifiants personnels ou logo).

Chasuble (manteau) Gamme DA							
	X-Small XS	Small S	Medium M	Large L	X-Large XL	2XL	3XL
Circonférence des hanches	-	97-107	113-117	120-127	-	-	-
Longueur épaule genoux	Longueur standard : 90, 100, 110, 120, 130. Autres tailles sur demande.						



# Tablier cape (face avant / arrière) DA

- **CWDA**, tablier, cape, face avant et arrière
- Fermeture par velcro sur l'épaule et par sangles velcro sur les 2 cotés (niveau hanches).
- Ajustement simple sur cotés et au niveau de l'épaule

## SUR DEMANDE

Monogramme sur demande (identifiants personnels ou logo).

Tablier face avant (demi-chasuble) Modèle CWDA							
	X-Small XS	Small S	Medium M	Large L	X-Large XL	2XL	3XL
Mesures des hanches à l'endroit le plus large	-	55	60	75	-	-	-
Circonférence des hanches	-	97-107	113-117	120-127	-	-	-
Longueur Épaule Genoux	Longueur standard : 90, 100, 110, 120, Autres tailles sur demande.						

# Tablier manteau (face avant/arrière) DA



- **TABARD**, tablier, chasuble, manteau, sans velcro
- Tablier avec attache à clip sur l'épaule et petite ceinture à clip latérale

## SUR DEMANDE

Monogramme sur demande (identifiants personnels ou logo).

Chasuble (manteau) Gamme DA							
	X-Small XS	Small S	Medium M	Large L	X-Large XL	2XL	3XL
Circonférence des hanches	-	97-107	113-117	120-127	-	-	-
Longueur épaule genoux	Longueur standard : 90, 100, 110, 120, 130. Autres tailles sur demande.						



**alphacoméd**  
MATERIEL MEDICAL - VENTE & SAV

# Tablier manteau (face avant/arrière) DA

- **WEDA**, tablier, chasuble, manteau, très confortable pour le dos
- Fermeture par velcro sur l'épaule et bandes de fixation velcro sur les hanches pour une répartition idéale du poids

## SUR DEMANDE

Monogramme sur demande (identifiants personnels ou logo).

Chasuble (manteau) Gamme DA							
	X-Small XS	Small S	Medium M	Large L	X-Large XL	2XL	3XL
Circonférence des hanches	-	97-107	113-117	120-127	-	-	-
Longueur épaule genoux	Longueur standard : 90, 100, 110, 120, 130. Autres tailles sur demande.						



# Tablier manteau (face avant/arrière) DA

- **MIDA**, tablier, chasuble, manteau, pour une mise en place très rapide de la chasuble
- Chevauchement sur une partie de la face avant.
- Fermeture velcro à partir de l'avant de l'épaule sur toute la longueur

## SUR DEMANDE

Monogramme sur demande (identifiants personnels ou logo).

Chasuble (manteau) Gamme DA							
	X-Small XS	Small S	Medium M	Large L	X-Large XL	2XL	3XL
Circonférence des hanches	-	97-107	113-117	120-127	-	-	-
Longueur épaule genoux	Longueur standard : 90, 100, 110, 120, 130. Autres tailles sur demande.						

# Ensemble Veste et Jupe

Les Vestes et Jupes sont conçues de façon à répartir idéalement le poids entre les épaules et les hanches; elles permettent ainsi de maximiser le confort au niveau des épaules et du dos. Nos ensembles s'adaptent parfaitement à vos mensurations grâce à leur revêtement souple et très flexible. Leur forme ergonomique est idéale lors d'utilisations prolongées. Comme pour les chasubles, nous vous proposons un large choix de modèles et de fermetures afin de répondre aux préférences de chacun. Un modèle est également disponible entièrement sans velcro. Par ailleurs, toutes les jupes de nos ensembles veste et jupe sont livrées avec deux accroches pour une meilleure suspension sur cintre. Toutes les vestes de nos ensemble veste et jupe sont équipées en standard d'épaulettes renforcées pour un plus grand confort. Equivalence au plomb disponible : face avant en 0.35 ou 0.50 mm pb – face arrière en 0.25, 0.35 ou 0.50mm pb. Disponibles dans les matériaux : Plomb, Plomb allégé ou Sans Plomb.

- Options :
- Cache-thyroïde : cousu ou séparé.
  - Poche intérieure et/ou extérieure (pour dosimètre)
  - Monogramme



# Vestes et Jupes SV

- **BRSV**, veste et jupe. Mise en place rapide
- Veste modèle manteau avec chevauchement partiel sur l'avant
- Fermeture velcro pour gaucher

## SUR DEMANDE

Monogramme sur demande (identifiants personnels ou logo).

### Veste et Jupe : Gamme SV

	X-Small XS	Small S	Medium M	Large L	X-Large XL	2XL	3XL
<b>Circonférence des hanches</b>	97	107	110-117	120	127	137	-
<b>Longueur Jupe + Veste</b>	Longueur standard : 90, 100, 110, 120, 130 Autres tailles sur demande.						



# Vestes et Jupes SV

- **SV**, veste et jupe. Veste intégrale à chevauchement total sur toute la face avant
- Fermeture à velcro sur la longueur ainsi que sur l'épaule gauche

## SUR DEMANDE

Monogramme sur demande (identifiants personnels ou logo).

Veste et Jupe : Gamme SV							
	X-Small XS	Small S	Medium M	Large L	X-Large XL	2XL	3XL
<b>Circonférence des hanches</b>	97	107	110-117	120	127	137	-
<b>Longueur Jupe + Veste</b>	Longueur standard : 90, 100, 110, 120, 130 Autres tailles sur demande.						



# Vestes et Jupes SV

- **SVCARDI**, veste et jupe. Mise en place simple et rapide grâce aux fermetures par velcro
- Chevauchement latéral idéal pour la cardiologie.
- Fermeture par velcro latérale et au niveau de l'épaule

## SUR DEMANDE

Monogramme sur demande (identifiants personnels ou logo).

### Veste et Jupe : Gamme SV

	X-Small XS	Small S	Medium M	Large L	X-Large XL	2XL	3XL
Circonférence des hanches	97	107	110-117	120	127	137	-
Longueur Jupe + Veste	Longueur standard : 90, 100, 110, 120, 130 Autres tailles sur demande.						



# Vestes et Jupes SV

- **MISV**, veste et jupe, avec chevauchement quasi total jusque devant l'épaule.
- Fermeture par velcro

## SUR DEMANDE

Monogramme sur demande (identifiants personnels ou logo).

### Veste et Jupe : Gamme SV

	X-Small XS	Small S	Medium M	Large L	X-Large XL	2XL	3XL
<b>Circonférence des hanches</b>	97	107	110-117	120	127	137	-
<b>Longueur Jupe + Veste</b>	Longueur standard : 90, 100, 110, 120, 130 Autres tailles sur demande.						



# Vestes et Jupes SV

- **MASV**, veste et jupe, modèle manteau.
- Mise en place et enlèvement très rapide grâce à un petit velcro sur l'avant de la veste.
- Confortable et léger

## SUR DEMANDE

Monogramme sur demande (identifiants personnels ou logo).

### Veste et Jupe : Gamme SV

	X-Small XS	Small S	Medium M	Large L	X-Large XL	2XL	3XL
<b>Circonférence des hanches</b>	97	107	110-117	120	127	137	-
<b>Longueur Jupe + Veste</b>	Longueur standard : 90, 100, 110, 120, 130 Autres tailles sur demande.						



# Vestes et Jupes SV

- **WSV**, veste et jupe, modèle sans aucun velcro, croisé dans le dos
- Fermeture vers l'avant grâce à une ceinture clipsable.
- Légère fronce arrière sur la veste et la jupe pour un meilleur ajustement

## SUR DEMANDE

Monogramme sur demande (identifiants personnels ou logo).

### Veste et Jupe : Gamme SV

	X-Small XS	Small S	Medium M	Large L	X-Large XL	2XL	3XL
<b>Circonférence des hanches</b>	97	107	110-117	120	127	137	-
<b>Longueur Jupe + Veste</b>	Longueur standard : 90, 100, 110, 120, 130 Autres tailles sur demande.						



# Vestes et Jupes SV

- **WESV**, veste et jupe, très confortable et d'une souplesse remarquable
- Forme ergonomique idéal pour soulager le dos.
- Fermeture de la veste par velcro sur l'épaule.
- Bandes de fixation velcro sur les hanches pour une répartition idéale du poids

## SUR DEMANDE

Monogramme sur demande (identifiants personnels ou logo).

### Veste et Jupe : Gamme SV

	X-Small XS	Small S	Medium M	Large L	X-Large XL	2XL	3XL
<b>Circonférence des hanches</b>	97	107	110-117	120	127	137	-
<b>Longueur Jupe + Veste</b>	Longueur standard : 90, 100, 110, 120, 130 Autres tailles sur demande.						

# Tablier enfant

Une protection optimale dès le plus jeune âge. Nous vous offrons l'un des plus large choix en matière de tablier enfant. Nous pouvons réaliser tous les modèles adultes, que ce soit des chasubles, demi-chasubles ou vestes et jupes, dans les tailles enfants.

Vous trouverez ici les plus couramment demandés. Épaulettes doublées renforcées pour un plus grand confort y compris pour les plus petits.

# Tablier enfant



- **KIDBRDA**, tablier, chasuble, manteau, enfant
- Facile à mettre en place
- Fermeture avant par velcro

## SUR DEMANDE

Monogramme sur demande (identifiants personnels ou logo).

**alphacoméd**  
MATÉRIEL MÉDICAL - VENTE & SAV

Tablier (chasuble) enfant							
	X-Small XS	Small S	Medium M	Large L	X-Large XL	2XL	3XL
Circonférence de la hanche	-	90	100	110	-	-	-
Longueur épaule hanche	Longueur standard : 50,60,70 Autres tailles sur demande.						



# Demi-chasuble enfant

- **KIDCA**, demi-chasuble pour une protection face avant
- Fermeture par bandes de fixation velcro sur les hanches pour une répartition idéale du poids
- Croisement dans le dos

## SUR DEMANDE

Monogramme sur demande (identifiants personnels ou logo).

Demi-chasuble enfant							
	X-Small XS	Small S	Medium M	Large L	X-Large XL	2XL	3XL
Mesures des hanches à l'endroit le plus large	-	45	50	55	-	-	-
Longueur épaule hanche	Longueur standard : 50,60,70 Autres tailles sur demande.						

# Tablier dentaire

Nous vous proposons des vêtements de radioprotection dédiés aux services dentaires, pour les examens panoramiques, et la radiologie. Equivalence au plomb disponible : face avant en 0.35 ou 0.50 mm pb – face arrière en 0.25, 0.35 ou 0.50 mm pb. Disponibles dans les matériaux : Plomb, Plomb allégé, Sans Plomb.

## OPTIONS :

- Ceinture élastique : celle-ci permet de répartir le poids de façon optimal
- Cache-thyroïde : cousu ou séparé.
- Poche intérieure et/ou extérieure (pour dosimètre)

# Tablier dentaire

- **PANORAMIC**, cape de radioprotection pour les examens panoramiques
- Fermeture centrale à velcro sur la face avant



## SUR DEMANDE

Monogramme sur demande (identifiants personnels ou logo).

# Tablier dentaire



- **STANDARD**, tablier dentaire équipé d'épaulettes larges pour une meilleure protection du patient notamment lors d'examens radiologique dentaires.
- Protège thyroïde cousu ou séparé en option

## SUR DEMANDE

Monogramme sur demande (identifiants personnels ou logo).

# Tablier dentaire



- **SEMIRADIO**, demi-cape de radioprotection
- Mise en place très rapide
- Protège thyroïde cousu ou séparé en option

## SUR DEMANDE

Monogramme sur demande (identifiants personnels ou logo).

# Choisir sa qualité de plomb

---

## 3 qualités disponibles :

- Plomb (SL)
- Plomb allégé (LL)
- Sans Plomb (NL)

Il y a 3 gammes de tabliers : **Plomb**, **Plomb allégé** et **Sans Plomb**.

Le "**sans Plomb**" offre une moins bonne protection sur les rayonnements haute énergie : l'efficacité du plomb tient à son absorption par effet photo-électrique. Les matériaux de remplacement seront moins bons pour les photons de plus haute énergie.

**Sans plomb**, OK pour les interventions à très bas kV : orthopédie par exemple.

**Allégés** pour les interventions longues sur le tronc ou le crâne afin que le port soit supportable plusieurs heures.

Pas de **sans plomb** pour le vasculaire car les doses sont élevées.

# Choisir son épaisseur de plomb avant/arrière

---

- Équivalence au plomb **disponible** : **Face avant** en **0.35** ou **0.50mm pb**.
- **Face arrière** par défaut en **0.25mm pb**. Disponible : **0.35** ou **0.50mm pb**.
- Pour une autre épaisseur merci de la préciser : **0.35** ou **0.50mm pb** disponible.  
(plus-value 10%)
- Une protection **face avant** en **0.25mm pb** existe mais **non autorisé** en France.

# Choisir sa taille


---

Choisir la bonne taille est primordial pour une meilleure protection et un confort optimal. Les tableaux suivants reprennent des mesures standard.


- Possibilité d'adapter les dimensions aux mesures réelles de l'utilisateur.
- Possibilité de dissocier les tailles dans le cas des ensembles vestes et jupes.

# Choisir sa taille

---



# Choisir sa couleur



- 36 couleurs au choix en matériaux standards
- 4 couleurs en matériaux ultra-résistant Matrix (résiste à la bétadine et à 95°C de lavage manuel. Plus value 10%)

# Choisir ses options

---

- Protège thyroïde cousue ou séparé
- Ceinture élastique clipsable
- Manches amovibles ou cousue côté gauche et/ou droite
- Poche intérieur/extérieur (inclus dans les tabliers chasuble et veste jupes)
- Monogramme personnalisé (demander le texte)

# Choisir ses accessoires

---

Vous retrouverez dans cette rubrique un aperçu de nos ceintures, cache-thyroïdes, gants et lunettes de radioprotection.

N'hésitez pas à nous contacter si vous ne trouvez pas certains de vos accessoires dans les pages qui suivent.

# Choisir ses accessoires



**Protège thyroïde**

à usage unique



**Protège oculaire**

à usage unique



**Pagne de radioprotection**

Disponible en 5 tailles différentes.

(20x20/30x30/40x40 /50x50/60x60 cm.)

Sur-mesure sur simple-demande.

# Choisir ses accessoires



**Protège gonade  
et/ou protecteur  
d'ovaires**

0.50 mm pb.  
Disponible en 3  
tailles différentes  
ou en set complet  
S,M,L.



**Protège buste**

0.50 mm pb. Pour  
enfants ou adultes.  
Existe en différentes  
tailles.



**Manche amovible**

Droite ou gauche.  
Adaptable sur tous  
les tabliers.  
Fixation par velcro.  
0.50 mm pb.

# Choisir ses accessoires

---



## Capuche de Radioprotection

Protection de la tête modèle capuche. Système de fermeture par sangle velcro sous le menton, 0.50 mm pb.



## Protège tibia/protège pied

Protection des membres inférieurs modèle guêpe. Fermeture et ajustement par sangles velcro ou boutons pressions, 0.50 mm pb.



## Calot de radioprotection

Protection de la tête modèle bonnet.

# Choisir ses accessoires

---



**Protège thyroïde  
modèle TS 0.50  
mm pb**

Disponible en 3  
longueurs différentes :  
5 cm, 10 cm ou 15 cm  
et 2 en hauteur de  
collerette : 4 cm ou  
6cm.



**Paravent plombés fixes ou mobiles  
« mobilux » et « junior ».**

Nombreuses configurations possibles.  
Dimensions et plombage standard ou  
sur mesure.

# Choisir ses accessoires

---



**Gants universel de Radioprotection**

Protection : 0.50 mm pb.



**Moufles de radioprotection**

Idéal pour interventions médicales. Disponibles en 2 épaisseurs de plomb différentes: 0.35 mm pb ou 0.50 mm pb. Taille unique

# Choisir ses accessoires

---



## Lunette de radioprotection

Protection de la tête modèle bonnet.



## Bavolet de radioprotection

Modèle plein ou à lamelles.  
Disponible dans toutes les tailles, fabrication sur-mesure.

# Choisir ses accessoires

---



**Ceinture large  
élastique**

Pour soutenir la  
région lombaire



# Choisir ses accessoires

---



## Slip de radioprotection

Réglable grâce à la ceinture clipsable.



## Support de tabliers mobile sur roulette modèle circulaire

Rangement pour 6 tabliers


# Choisir ses accessoires

---



## Support de tabliers mobile

Existe en version murale ou mobile. Rangement pour 6,10 ou 12 tabliers et/ou vestes et jupes.



## Couverture patient

Idéal pour le bloc opératoire. Disponible en différentes formes, tailles et épaisseurs de plomb. Fait sur mesure.



**Nos vêtements et accessoires de radioprotection répondent aux normes CE 0123 et IEC 61331-3:2014. Nous proposons un large choix d'équipements de radioprotection afin de protéger à la fois le personnel médical et les patients. Notre équipe est à votre entière disposition pour vous conseiller et vous guider dans le choix de votre équipement de radioprotection (modèles, tailles, accessoires...).**

**N'hésitez pas à nous contacter : [alpha@alphacommed.com](mailto:alpha@alphacommed.com)**