

CASQUES VISIÈRE ANTI – RAYONS x Plombé – demi masque modèle 400PSM



- **Poids : 395 gr**
- **Protection frontale 0.1 mm en acrylique plombé**
- **Type demi-masque hauteur 20 cm**
- **L'écran facial de protection se compose d'une partie frontale en acrylique plombé maintenue grâce à un bandeau serre-tête entièrement réglable**

400 PSM afin de protéger entièrement le visage. La protection faciale est pleinement ajustable

Afin de pouvoir être ajustée à n'importe quel angle afin de minimiser les radiations éparses.

Les modèles de casques visières anti-X plombés doivent toujours être nettoyés avec un chiffon doux car cela peut rayer la peinture acrylique de plomb. Ils ne doivent pas être stérilisés à haute température ou à haute pression.

ALPHACOMED SARL

ZI Athéla II – 145 Impasse du Serpolet – 13704 LA CIOTAT Cedex

TEL. 04.42.73.10.89 FAX 04.42.73.10.03

Courriel : alpha@alphacoméd.com

Site : www.alphacoméd.com

CODE APE 523C - N° SIRET 418 750 493 00037