



αalphacommed
MATERIEL MEDICAL - VENTE & SAV

Stérilisation



1 . Irrigateur et bac a ultrasons SONICLEAN

Irrigateur S2800 et bac à ultrasons



Le S2800 irrigateur SONICLEAN est conçu pour le nettoyage des instruments à corps creux.

Il offre un nettoyage doux et efficace grâce au courant pulsé à balayage.

Le cycle est entièrement automatique avec un système de traçabilité. Un panier peut accueillir jusqu' à 14 instruments tubulaires de 3mm, 5mm et 10mm. Ecologiques, ces appareils sont simples et rapides à utiliser, ce qui permet une économie de temps et d'argent. Parmi nos références, le CHR DE LILLE, Madame DENIS Pharmacienne.


Une gamme de bacs ultrasons de capacité de 1.6 à 80 litres.

Il se présente avec un système de vidange par gravitation avec ou sans chauffage.

Le bac avec sa commande digitale est entièrement étanche et vous permettra un meilleur nettoyage de vos instruments en toute sécurité.

Panier DA VINCI

Le panier DA VINCI est compatible avec l'irrigateur S2800. Il vous permettra de nettoyer jusqu'à 6 instruments DA VINCI simultanément.



Accessoires



Test de mesure des ultrasons



Détergent pour irrigateur et bac

2 . Instrumentation et mobilier

Conteneur



Les conteneurs stériles MICROSTOP offrent un excellent taux de rétention des microbes. 99,997% des microbes et des particules sont détruits.

En matière de sécurité, le système MICROSTOP® ne fait pas de compromis. Il dispose de toutes les certifications d'importance internationales.

Les conteneurs sont équipés de paniers à mailles de plusieurs tailles.

Autoclave de paillasse

Systèmes professionnels de stérilisation avec les autoclaves de paillasse de classe B certifiés ISO 9001. Nous proposons une gamme de cuves de 6 à 23 litres. Système de traçabilité avec imprimante intégrée. Confort d'utilisation avec fermeture de la porte automatique.



Borne d'aspiration



Borne d'aspiration murale automatique ou manuelle
Elle permet de vider tous types de récipients (bacs de décontamination, seaux de ménage...) et d'évacuer les liquides usagés vers le réseau d'eaux usées prévenant ainsi les manipulations lourdes, les éclaboussures et les contaminations.

Machine à laver CLEANIRAD

Le CILEANIRAD est une machine à laver innovante
Unique sur le marché à pouvoir nettoyer, désinfecter et sécher vos EPI.
Fini les tâches de sang, les poussières ou les mauvaises odeurs, ce système révolutionnera votre manière de travailler.
Cette machine est compatible avec IRADMAP PRO, un logiciel de traçabilité en temps réel des EPI.



Pince bipolaire

Nos pinces bipolaires assurent une coagulation précise des vaisseaux.
Les pointes polies, en métal précieux, aux excellentes propriétés thermiques, empêchent les tissus d'adhérer. Leur effet anti-adhésif permanent et la tenue en main particulière les rendent indispensables dans le travail quotidien.



3 . Réalisation de chantier neuf ou rénovation

Porte automatique



Pour les zones exigeant une hygiène irréprochable, optez pour une porte à étanchéité renforcée en verre transparent ou une porte antibactérienne, entièrement post formée à chaud, revêtue d'un thermo PVC de 2 mm avec MICROBAN.

La porte antibactérienne n'offrira aucune opportunité aux bactéries. Leurs conceptions résistant aux impacts et aux bactéries vous permettront de fermer la porte aux infections en toute tranquillité pour de nombreuses années.

Système de SAS

Le SAS protégera votre zone aseptique des autres circuits.

Un tunnel étanche jumelé de deux guichets évitera de perturber les flux d'air afin d'empêcher les bactéries d'entrer.

Le SAS peut être équipé de verrouillage électrique qui vous permettra de protéger efficacement votre stérilisation.



Guichet mural

Les guichets manuels ou électriques étanches sont des systèmes de porte guillotine.

Ils sont utilisés pour passer du matériel d'un local à un autre.



Lavabo et auge

Gamme d'auges et de lave-bras chirurgicaux pour salles de soins et salles d'opération.

Existe en matière polyester, inox ou corian. Disponible de 1 à 3 postes.



Alphacoméd SARL

ZI Athelia 2
145, impasse du serpolet
13704 La Ciotat Cedex
France

Tel: +33 (0) 04 42 73 10 89
Fax: +33 (0) 04 42 73 10 03
email: alpha@alphacoméd.com
www.alphacoméd.com