



Mikro-Instrumente  
Micro instruments  
Micro-instrumentos  
Micro-instruments  
Micro-strumenti

# Mikro-Scheren

Micro Scissors  
Micro-Tijeras  
Micro-Ciseaux  
Micro-Forbici




Schneidenlänge  
Cutting edge length  
Longitud de hojas cortantes  
Longueur de lames  
Lunghezza di lame
















Edelstahl  
Stainless steel  
Acero inoxidable  
Acier inoxydable  
Acciaio inossidabile

Titan  
Titanium  
Titanio  
Titane  
Titanio



1/2


















	25°	45°	60°	90°	125°
	 10 mm	 10 mm	 10 mm	 10 mm	 10 mm
<b>18 cm / 7 1/8"</b>	 11-400-25-07	 11-400-45-07	 11-400-60-07	 11-400-90-07	 11-401-00-07
<b>18 cm / 7 1/8"</b>	 11-408-25-09	 11-408-45-09	 11-408-60-09	 11-408-90-09	 11-409-00-09

11-400-25-07 - 11-409-00-09



1/2



	25°	45°	60°	90°	125°
	 7 mm	 7 mm	 7 mm	 7 mm	 7 mm
<b>18 cm / 7 1/8"</b>	 11-402-25-07	 11-402-45-07	 11-402-60-07	 11-402-90-07	 11-403-00-07
<b>18 cm / 7 1/8"</b>	 11-410-25-09	 11-410-45-09	 11-410-60-09	 11-410-90-09	 11-411-00-09

11-402-25-07 - 11-411-00-09


# Mikro-Scheren

Micro Scissors  
Micro-Tijeras  
Micro-Ciseaux  
Micro-Forbici



# Mikro-Instrumente

Micro instruments  
Micro-instrumentos  
Micro-instruments  
Micro-strumenti



Schneidenlänge  
Cutting edge length  
Longitud de hojas cortantes  
Longueur de lames  
Lunghezza di lame

Edelstahl  
Stainless steel  
Acero inoxidable  
Acier inoxydable  
Acciaio inossidabile

Titan  
Titanium  
Titanio  
Titane  
Titanio




1/2

11-710-15-07 - 11-717-18-09



1/1



		A	A	D	A-SB	D-SB
		10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
15 cm / 7 1/8"		11-710-15-07	11-711-15-07			
15 cm / 7 1/8"		11-716-15-09	11-717-15-09			
18 cm / 7 1/8"		11-710-18-07	11-711-18-07	11-711-19-07	11-710-19-07	11-711-20-07
18 cm / 7 1/8"		11-716-18-09	11-717-18-09			




1/2

11-712-15-07 - 11-719-18-09



1/1



		A	A	D	A-SB	D-SB
		10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
15 cm / 7 1/8"		11-712-15-07	11-713-15-07			
15 cm / 7 1/8"		11-718-15-09	11-719-15-09			
18 cm / 7 1/8"		11-712-18-07	11-713-18-07	11-713-19-07	11-712-19-07	11-713-20-07
18 cm / 7 1/8"		11-718-18-09	11-719-18-09			

A = Adventitia      A = Adventitia      A = Adventicia      A = Advantice      A = Avventizia  
 D = Préparation      D = Dissection      D = Dissección      D = Dissection      D = Dissezione  
 A-SB = Adventitia, ein gezahntes Blatt      A-SB = Adventitia, one serrated blade      A-SB = Adventicia, una hoja dentada      A-SB = Advantice, une lame dentelée      A-SB = Avventizia, una lama dentata  
 D-SB = Préparation, ein gezahntes Blatt      D-SB = Dissection, one serrated blade      D-SB = Dissección, una hoja dentada      D-SB = Dissection, une lame dentelée      D-SB = Dissezione, una lama dentata

# Mikro-Scheren

Micro Scissors

Micro-Tijeras

Micro-Ciseaux

Micro-Forbici



**Biemer**  
11-758-12-07


12 cm / 4 5/8"

Mikro-Venenschere  
Micro scissors for veins  
Micro-tijeras para venas  
Micro-ciseaux pour les veines  
Micro-forbici per vene




**Vannas**  
24-850-01-07 - 24-850-03-07

12 cm / 4 5/8"



**Vannas**  
24-850-04-07 - 24-850-05-07

16 cm / 6 2/8"



**Millesi**  
24-850-10-07 - 24-850-11-07

16 cm / 6 2/8"



**Jacobson**  
24-850-15-07


18,5 cm / 7 2/8"

# Mikro-Scheren

Micro Scissors  
Micro-Tijeras  
Micro-Ciseaux  
Micro-Forbici

# Mikro-Instrumente

Micro instruments  
Micro-instrumentos  
Micro-instruments  
Micro-strumenti




1/2



Schneidenlänge  
Cutting edge length  
Longitud de hojas cortantes  
Longueur de lames  
Lunghezza di lame



Edelstahl  
Stainless steel  
Acero inoxidable  
Acier inoxydable  
Acciaio inossidabile




16 cm / 6 2/8"	St	24-850-20-07	24-850-21-07	
20 cm / 7 7/8"	St	24-850-22-07	24-850-23-07	24-850-24-07


Yasargil

24-850-20-07 - 24-850-24-07



1/2



	A	A	A-SB	D	D
	 15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
20 cm / 7 7/8"	St			24-850-30-07	24-850-31-07
22,5 cm / 8 7/8"	St	24-850-25-07	24-850-26-07	24-850-27-07	24-850-32-07
24,5 cm / 6 9/8"	St		24-850-28-07	24-850-34-07	

Yasargil

24-850-25-07 - 24-850-34-07


# Mikro-Scheren

Micro Scissors

Micro-Tijeras

Micro-Ciseaux


Micro-Forbici



1/4

1/2


Nagel  
24-850-40-07  
20 cm / 7 7/8"



1/4

1/2

Nagel  
24-850-41-07  
20 cm / 7 7/8"



1/4

1/2

Nagel  
24-850-42-07  
20 cm / 7 7/8"



## Mikro-Scheren

Micro Scissors  
Micro-Tijeras  
Micro-Ciseaux  
Micro-Forbici




## Mikro-Instrumente

Micro instruments  
Micro-instrumentos  
Micro-instruments  
Micro-strumenti



$\frac{1}{2}$

Fahlbusch  
24-850-50-07  
16,5 cm / 6  $\frac{4}{8}$ "



$\frac{1}{2}$

Caspar  
24-850-60-07  
11,5 cm / 4  $\frac{4}{8}$ "

# Mikro-Pinzetten

Micro Forceps  
Micro-Pinzas  
Micro-Pinces  
Micro-Pinze



Edelstahl  
Stainless steel  
Acero inoxidable  
Acier inoxydable  
Acciaio inossidabile

Titan  
Titanium  
Titanio  
Titane  
Titanio




1/1



			45°			Pierce
	Ø 0.30 mm	0.30 mm	0.30 mm	R Ø 1.0 x 0.5 mm	VD 0.30 mm	P 0.30 mm
15 cm / 5 7/8"	St 12-562-00-07	12-562-01-07	12-562-02-07	12-562-03-07	12-562-04-07	12-562-05-07
18 cm / 7 1/8"	St 12-563-00-07	12-563-01-07	12-563-02-07	12-563-03-07	12-563-04-07	12-563-05-07

1/2

12-562-00-07 - 12-563-05-07



1/1



	Ø 0.40 mm	0.40 mm	0.70 mm	0.70 mm	0.80 mm	0.80 mm
15 cm / 5 7/8"	St 12-564-15-07	12-565-15-07	12-566-15-07	12-567-15-07		
15 cm / 5 7/8"	Ti 12-578-15-09	12-579-15-09			12-580-15-09	12-581-15-09
18 cm / 7 1/8"	St 12-564-18-07	12-565-18-07	12-566-18-07	12-567-18-07		
18 cm / 7 1/8"	Ti 12-578-18-09	12-579-18-09			12-580-18-09	12-581-18-09
21 cm / 8 2/8"	St		12-566-21-07	12-567-21-07		
21 cm / 8 2/8"	Ti				12-580-21-09	12-581-21-09
23 cm / 9"	St		12-566-23-07	12-567-23-07		

1/2

12-564-15-07 - 12-567-23-07




# Mikro-Pinzetten

Micro Forceps  
Micro-Pinzas  
Micro-Pinces  
Micro-Pinze



# Mikro-Instrumente

Micro instruments  
Micro-instrumentos  
Micro-instruments  
Micro-strumenti




Anzahl Zähne  
Number of teeth  
cantidad de dientes  
Quantité de dents  
Quantità di denti



Edelstahl  
Stainless steel  
Acero inoxidable  
Acier inoxydable  
Acciaio inossidabile



Titan  
Titanium  
Titanio  
Titane  
Titanio



1/2



1/1



	www	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2
	Ø	0.40 mm	0.40 mm	0.70 mm	0.70 mm	0.80 mm	0.80 mm
15 cm / 5 7/8"	St	12-568-15-07	12-569-15-07	12-570-15-07	12-571-15-07		
15 cm / 5 7/8"	Ti	12-582-15-09	12-583-15-09			12-584-15-09	12-585-15-09
18 cm / 7 1/8"	St	12-568-18-07	12-569-18-07	12-570-18-07	12-571-18-07		
18 cm / 7 1/8"	Ti	12-582-18-09	12-583-18-09			12-584-18-09	12-585-18-09
21 cm / 8 2/8"	St			12-570-21-07	12-571-21-07		
21 cm / 8 2/8"	Ti					12-584-21-09	12-585-21-09
23 cm / 9"	St			12-570-23-07	12-571-23-07		

12-568-15-07 - 12-571-23-07



1/2



1/1



	Ø	R Ø 1.0 x 0.5 mm	R Ø 1.0 x 0.5 mm	Atrauma
15 cm / 5 7/8"	St	12-574-15-07	12-576-15-07	12-589-15-07
15 cm / 5 7/8"	Ti	12-586-15-09	12-588-15-09	12-590-15-09
18 cm / 7 1/8"	St	12-574-18-07	12-576-18-07	12-589-18-07
18 cm / 7 1/8"	Ti	12-586-18-09	12-588-18-09	12-590-18-09
21 cm / 8 2/8"	St	12-574-21-07	12-576-21-07	12-589-21-07
21 cm / 8 2/8"	Ti	12-586-21-09	12-588-21-09	12-590-21-09
23 cm / 9"	St	12-574-23-07	12-576-23-07	

12-574-15-07 - 12-576-23-07

# Mikro-Pinzetten, Gefäß-Dilatationspinzetten

Micro Forceps, Micro dilating forceps  
 Micro-Pinzas, Micro-Pinzas de dilatación  
 Micro-Pinces, Micro-Pinces à dilater  
 Micro-Pinze, Micro-Pinze per dilatazione



Edelstahl  
 Stainless steel  
 Acero inoxidable  
 Acier inoxydable  
 Acciaio inossidabile



1/2



			45°			Pierse
	Ø 0.30 mm	0.40 mm	0.40 mm	R Ø 1.0 x 0.5 mm	VD* 0.30 mm	P 0.40 mm
15 cm / 5 7/8"	St 12-591-00-07	12-591-01-07	12-591-02-07	12-591-03-07	12-591-04-07	12-591-05-07
18 cm / 7 1/8"	St 12-592-00-07	12-592-01-07	12-592-02-07	12-592-03-07	12-592-04-07	12-592-05-07


\*VD = Gefäßdilator  
 Vascular dilator  
 Dilatador vascular  
 Dilatateur vasculaire  
 Dilatatore vascolare

12-591-01-07 - 12-592-05-07



1/2

Hunt  
 24-852-60-07 - 24-852-61-07  
 20 cm / 7 7/8"




24-852-60-07 24-852-61-07  
 5 mm 5 mm  
 abgewinkelt  
 angled  
 acodado  
 coudé  
 angolato  
 bajonett  
 bayonet  
 bayoneta  
 baionnette  
 baionetta



1/2

Heifetz  
 24-852-30-07 - 24-852-31-07  
 22 cm / 8 5/8"




24-852-30-07 24-852-31-07  
 3 mm 5 mm

# Mikro-Pinzetten

Micro Forceps  
Micro-Pinzas  
Micro-Pinces  
Micro-Pinze

# Mikro-Instrumente

Micro instruments  
Micro-instrumentos  
Micro-instruments  
Micro-strumenti




St


Edelstahl  
Stainless steel  
Acero inoxidable  
Acier inoxydable  
Acciaio inossidabile




Anzahl Zähne  
Number of teeth  
cantidad de dientes  
Quantité de dents  
Quantità di denti




	Samii	Samii	Yasargil-Samii	Yasargil-Samii	Yasargil-Samii
	Ø 3.0 mm	3.0 mm	3.0 mm	5.0 mm	7.0 mm
<b>23 cm / 9"</b>	St 24-852-01-07	24-852-02-07			
<b>24 cm / 9 4/8"</b>	St		24-852-10-07	24-852-11-07	24-852-12-07



	Yasargil	Yasargil	Yasargil	Yasargil	Yasargil
	Ø 3.0 mm	5.0 mm	3.0 mm	3.0 mm	5.0 mm
<b>16,5 cm / 6 4/8"</b>	St 24-852-20-07	24-852-21-07			
<b>20 cm / 7 7/8"</b>	St		24-852-22-07		
<b>22 cm / 8 5/8"</b>	St			24-852-23-07	24-852-24-07



	Yasargil	Yasargil	Yasargil	Yasargil	Yasargil	Yasargil
	Ø 3.0 mm	5.0 mm	<b>45°</b> 3.0 mm	<b>90°</b> 3.0 mm	3.0 mm	5.0 mm
<b>22 cm / 8 5/8"</b>	St 24-852-25-07	24-852-26-07	24-852-40-07	24-852-41-07	24-852-50-07	24-852-51-07



	Yasargil	Yasargil	Yasargil
	Ø 0.6 mm	0.9 mm	0.9 mm
			1:2
<b>18 cm / 7 1/8"</b>	St 24-852-70-07	24-852-71-07	24-872-72-07
<b>20 cm / 7 7/8"</b>	St 24-852-73-07	24-852-74-07	
<b>22 cm / 8 5/8"</b>	St 24-852-75-07	24-852-76-07	
<b>24 cm / 9 4/8"</b>	St 24-852-77-07	24-852-78-07	



1/2

# Mikro-Nadelhalter

Micro Needle Holders

Micro-Porta-agujas

Micro-Porte-aiguilles

Micro-Portaghi



Fadenstärke  
Thread size  
Grosor de hilos  
Grosueur de fils  
Spessore di fili



Edelstahl  
Stainless steel  
Acero inoxidable  
Acier inoxydable  
Acciaio inossidabile



1/1



	mit Sperre with ratchet con trinquete avec cran d'arrêt con arresto	mit Sperre with ratchet con trinquete avec cran d'arrêt con arresto	ohne Sperre w/o ratchet sin trinquete sans cran d'arrêt senza arresto	ohne Sperre w/o ratchet sin trinquete sans cran d'arrêt senza arresto
Ø	0.30 mm	0.30 mm	0.30 mm	0.30 mm
15 cm / 5 7/8"	St 20-000-01-07	20-001-01-07	20-000-00-07	20-001-00-07



20-000-00-07 -  
20-001-01-07



1/1



	mit Sperre with ratchet con trinquete avec cran d'arrêt con arresto	mit Sperre with ratchet con trinquete avec cran d'arrêt con arresto	ohne Sperre w/o ratchet sin trinquete sans cran d'arrêt senza arresto	ohne Sperre w/o ratchet sin trinquete sans cran d'arrêt senza arresto
Ø	0.30 mm	0.30 mm	0.30 mm	0.30 mm
15 cm / 5 7/8"	St 20-000-03-07	20-001-03-07	20-000-02-07	20-001-02-07



Castroviejo  
20-000-02-07 -  
20-001-02-07


# Mikro-Nadelhalter

Micro Needle Holders  
 Micro-Porta-agujas  
 Micro-Porte-aiguilles  
 Micro-Portaghi



# Mikro-Instrumente

Micro instruments  
 Micro-instrumentos  
 Micro-instruments  
 Micro-strumenti



Fadenstärke  
 Thread size  
 Grosor de hilos  
 Grosseur de fils  
 Spessore di fili

Edelstahl  
 Stainless steel  
 Acero inoxidable  
 Acier inoxydable  
 Acciaio inossidabile

Titan  
 Titanium  
 Titanio  
 Titane  
 Titanio



1/2



7-0 - 12-0

1/1



	mit Sperre with ratchet con trinquete avec cran d'arrêt con arresto	mit Sperre with ratchet con trinquete avec cran d'arrêt con arresto	ohne Sperre w/o ratchet sin trinquete sans cran d'arrêt senza arresto	ohne Sperre w/o ratchet sin trinquete sans cran d'arrêt senza arresto
Ø	0.40 mm	0.40 mm	0.40 mm	0.40 mm
18 cm / 7 1/8"	St 20-006-18-07	20-007-18-07	20-008-18-07	20-009-18-07

Castroviejo  
 20-006-18-07 -  
 20-009-18-07



7-0 - 12-0

1/1



	mit Sperre with ratchet con trinquete avec cran d'arrêt con arresto	mit Sperre with ratchet con trinquete avec cran d'arrêt con arresto	ohne Sperre w/o ratchet sin trinquete sans cran d'arrêt senza arresto	ohne Sperre w/o ratchet sin trinquete sans cran d'arrêt senza arresto
Ø	0.40 mm	0.40 mm	0.40 mm	0.40 mm
15 cm / 5 7/8"	St 20-002-15-07	20-003-15-07	20-004-15-07	20-005-15-07
15 cm / 5 7/8"	Ti 20-016-15-09	20-017-15-09	20-018-15-09	20-019-15-09
18 cm / 7 1/8"	St 20-002-18-07	20-003-18-07	20-004-18-07	20-005-18-07
18 cm / 7 1/8"	Ti 20-016-18-09	20-017-18-09	20-018-18-09	20-019-18-09

1/2

20-002-15-07 -  
 20-019-18-09

# Mikro-Nadelhalter

Micro Needle Holders

Micro-Porta-agujas

Micro-Porte-aiguilles

Micro-Portaghi



Fadenstärke  
Thread size  
Grosor de hilos  
Grosueur de fils  
Spessore di fili

Edelstahl  
Stainless steel  
Acero inoxidable  
Acier inoxydable  
Acciaio inossidabile

Titan  
Titanium  
Titanio  
Titane  
Titanio



7-0 - 12-0

1/4



1/2

		mit Sperre with ratchet con trinquete avec cran d'arrêt con arresto	mit Sperre with ratchet con trinquete avec cran d'arrêt con arresto	ohne Sperre w/o ratchet sin trinquete sans cran d'arrêt senza arresto	ohne Sperre w/o ratchet sin trinquete sans cran d'arrêt senza arresto
	Ø	0.80 mm	0.80 mm	0.80 mm	0.80 mm
15 cm / 5 7/8"	St	20-010-15-07	20-011-15-07	20-012-15-07	20-013-15-07
15 cm / 5 7/8"	Ti	20-020-15-09	20-021-15-09	20-022-15-09	20-023-15-09
18 cm / 7 1/8"	St	20-010-18-07	20-011-18-07	20-012-18-07	20-013-18-07
18 cm / 7 1/8"	Ti	20-020-18-09	20-021-18-09	20-022-18-09	20-023-18-09
21 cm / 8 2/8"	St	20-010-21-07	20-011-21-07	20-012-21-07	20-013-21-07
21 cm / 8 2/8"	Ti	20-020-21-09	20-021-21-09	20-022-21-09	20-023-21-09
23 cm / 9"	St	20-010-23-07	20-011-23-07	20-012-23-07	20-013-23-07

20-010-15-07 -  
20-013-23-07



1/2

1/4



20-288-10-07  
10,5 cm / 4 1/8"

20-289-10-07  
10,5 cm / 4 1/8"



1/2

1/4



20-298-10-07  
10,5 cm / 4 1/8"

20-298-11-07  
11,5 cm / 4 4/8"

20-299-10-07  
10,5 cm / 4 1/8"

20-299-11-07  
11,5 cm / 4 4/8"

Barraquer-Troutman  
20-288-10-07 - 20-289-10-07


Barraquer-Troutman  
20-298-10-07 - 20-299-11-07

# Mikro-Nadelhalter

Micro Needle Holders  
Micro-Porta-agujas  
Micro-Porte-aiguilles  
Micro-Portaghi

# Mikro-Instrumente

Micro instruments  
Micro-instrumentos  
Micro-instruments  
Micro-strumenti



St

Edelstahl  
Stainless steel  
Acero inoxidable  
Acier inoxydable  
Acciaio inossidabile

Ti

Titan  
Titanium  
Titanio  
Titane  
Titanio



1/2

Barraquer  
20-300-11-07 -  
20-300-15-07



		ohne Sperre w/o ratchet sin trinquete sans cran d'arrêt senza arresto	ohne Sperre w/o ratchet sin trinquete sans cran d'arrêt senza arresto	mit Sperre with ratchet con trinquete avec cran d'arrêt con arresto	ohne Sperre w/o ratchet sin trinquete sans cran d'arrêt senza arresto
11,5 cm / 4 5/8"	St	20-300-11-07			
11,5 cm / 4 5/8"	Ti	20-300-12-09			
13,5 cm / 5 3/8"	St		20-300-13-07		
14 cm / 5 5/8"	St			20-300-14-07	
14 cm / 5 5/8"	Ti				20-300-15-09



1/2

Barraquer  
20-301-13-07  
13,5 cm / 5 3/8"



1/1



1/2

Castroviejo-Fino  
20-302-01-07  
13 cm / 5 1/8"



1/1



1/2

Castroviejo-Fino  
20-304-01-07  
13 cm / 5 1/8"



1/1

sehr feines Maul, mit Sperre  
very delicate jaw, with lock  
boca muy delicada, con cierre  
mors très fin, avec serrure  
morso strafino, con fermo



1/2

Castroviejo-Fino  
20-305-01-07  
13 cm / 5 1/8"



1/1

sehr feines Maul, mit Sperre  
very delicate jaw, with lock  
boca muy delicada, con cierre  
mors très fin, avec serrure  
morso strafino, con fermo


# Mikro-Nadelhalter

Micro Needle Holders

Micro-Porta-agujas


Micro-Porte-aiguilles

Micro-Portaghi



20-306-14-07  
14,5 cm / 5 6/8"

20-307-14-07  
14,5 cm / 5 6/8"




20-308-14-07  
14,5 cm / 5 6/8"

20-309-14-07  
14,5 cm / 5 6/8"

Castroviejo  
20-306-14-07 - 20-307-14-07

Castroviejo  
20-308-14-07 - 20-309-14-07



20-310-14-07  
14,5 cm / 5 6/8"

20-311-14-07  
14,5 cm / 5 6/8"

Castroviejo  
20-310-14-07 - 20-311-14-07



Castroviejo  
20-313-14-07  
14,5 cm / 5 6/8"




# Mikro-Nadelhalter

Micro Needle Holders  
Micro-Porta-agujas  
Micro-Porte-aiguilles  
Micro-Portaghi

# Mikro-Instrumente

Micro instruments  
Micro-instrumentos  
Micro-instruments  
Micro-strumenti



## TC GOLD




Fadenstärke  
Thread size  
Grosor de hilos  
Grosneur de fils  
Spessore di fili



1/2

Castroviejo

20-620-00-07 -  
20-621-21-07



1/1

20-620-00-07  
14,5 cm / 5 5/8"

Mikroprofil  
micro profile  
perfil micro  
profil micro  
profilo micro



5-0 - 8-0



20-620-01-07  
14,5 cm / 5 5/8"

Mikroprofil  
micro profile  
perfil micro  
profil micro  
profilo micro



5-0 - 8-0



20-620-14-07  
14,5 cm / 5 5/8"

glattes Maul  
smooth jaw  
boca lisa  
mors lisse  
morso liscio



6-0 - 12-0



20-620-18-07  
18 cm / 7 1/8"

Mikroprofil  
micro profile  
perfil micro  
profil micro  
profilo micro



5-0 - 8-0



1/1

20-620-21-07  
22 cm / 8 5/8"

Mikroprofil  
micro profile  
perfil micro  
profil micro  
profilo micro



5-0 - 8-0



20-621-14-07  
14,5 cm / 5 5/8"

glattes Maul  
smooth jaw  
boca lisa  
mors lisse  
morso liscio



6-0 - 12-0



20-621-18-07  
18 cm / 7 1/8"

Mikroprofil  
micro profile  
perfil micro  
profil micro  
profilo micro



5-0 - 8-0



20-621-21-07  
22 cm / 8 5/8"

Mikroprofil  
micro profile  
perfil micro  
profil micro  
profilo micro



5-0 - 8-0



1/2

Barraquer  
20-626-13-07

13 cm / 5 1/8"  
mit Sperre, glattes Maul  
with lock, smooth jaw  
con cierre, boca lisa  
avec serrure, mors lisse  
con fermo, morso liscio



1/1



6-0 - 12-0



1/2

Barraquer  
20-628-13-07

13 cm / 5 1/8"  
glattes Maul  
smooth jaw  
boca lisa  
mors lisse  
morso liscio



1/1



6-0 - 12-0


Mikro-Nadelhalter

Micro Needle Holders

Micro-Porta-agujas

Micro-Porte-aiguilles

Micro-Portaghi




Jacobson  
24-851-01-07

18 cm / 7 1/8"  
ohne Sperre  
w/o ratchet  
sin trinquete  
sans cran d'arrêt  
senza arresto



Jacobson  
24-851-02-07

18 cm / 7 1/8"  
mit Sperre  
with ratchet  
con trinquete  
avec cran d'arrêt  
con arresto



24-851-10-07  
20 cm / 7 7/8"



24-851-11-07  
20 cm / 7 7/8"




24-851-12-07  
22,5 cm / 8 7/8"




24-851-13-07  
22,5 cm / 8 7/8"

Yasargil  
24-851-10-07 - 24-851-13-07



St

Edelstahl  
Stainless steel  
Acero inoxidable  
Acier inoxydable  
Acciaio inossidabile




1/1  
24-853-01-07  
8 mm



24-853-02-07  
5 mm

**Yasargil**  
24-853-01-07 - 24-853-02-07  
20 cm / 7 7/8"  
Tumorgabel  
Tumor fork  
Horquilla para tumor  
Fourche à tumeurs  
Forchetta per tumore


1/2



1/1  
18 mm

**24-853-03-07**  
18,5 cm / 7 3/8"  
Gewebekralle  
Tissue forceps  
Pinza para tejido  
Pince à tissus  
Pinze per tessuto

1/2



1/1



∅		Samii	Samii
1,0 mm	St	24-854-01-07	
1,5 mm	St	24-854-02-07	24-854-09-07
2,0 mm	St	24-854-03-07	
2,5 mm	St	24-854-04-07	
3,0 mm	St	24-854-05-07	24-854-10-07
3,5 mm	St	24-854-06-07	
4,0 mm	St	24-854-07-07	
4,5 mm	St		24-854-11-07
5,0 mm	St	24-854-08-07	
6,0 mm	St		24-854-12-07

**Samii**  
24-854-01-07 - 24-854-12-07  
23 cm / 9"  
Tumormesser  
Tumor knife  
Bisturí para tumor  
Couteau à tumeurs  
Coltello per tumore

1/2


St

Edelstahl  
Stainless steel  
Acero inoxidable  
Acier inoxydable  
Acciaio inossidabile




Caspar  
24-856-01-07 -  
24-856-10-07

Mikro-Dissektor  
Micro dissector  
Micro-dissector  
Micro-dissecteur  
Micro-dissettore




	gerade straight recto droit diritto	gerade straight recto droit diritto	bajonett bayonet bayoneta baïonnette baionetta	bajonett bayonet bayoneta baïonnette baionetta
	∅ 4,5 mm	1,0 mm	4,5 mm	2,0 mm
23 cm / 9"	St 24-856-01-07	24-856-04-07	24-856-02-07	24-856-03-07



	bajonett bayonet bayoneta baïonnette baionetta	bajonett bayonet bayoneta baïonnette baionetta	bajonett bayonet bayoneta baïonnette baionetta	
	∅ 1,0 mm	1,0 mm		
20 cm / 7 7/8"	St 24-856-05-07	24-856-06-07		
23 cm / 9"			24-856-10-07	

Fadengabel  
Suture fork  
Horquilla de sutura  
Pousse-fil  
Forchetta da sutura




Samii  
24-858-01-07  
23 cm / 9"

Lanzettenmesser  
Lancet knife  
Cuchillo de lanceta  
Couteau lancéolaire  
Coltello lanceolato

24-858-10-07 -  
24-858-30-07


Mikrogefäßmesser  
Micro vascular knife  
Micro-cuchillo vascular  
Micro-couteau vasculaire  
Micro-coltello vascolare



	gerade straight recto droit diritto	bajonett bayonet bayoneta baïonnette baionetta	bajonett bayonet bayoneta baïonnette baionetta	bajonett bayonet bayoneta baïonnette baionetta
	Samii	Koos	Koos	Koos
	∅ 1,8 mm			
18,5 cm / 7 3/8"	St	24-858-10-07	24-858-11-07	24-858-12-07
23 cm / 9"	St 24-858-01-07			



	bajonett bayonet bayoneta baïonnette baionetta	gerade straight recto droit diritto	gerade straight recto droit diritto	gerade straight recto droit diritto
	Koos	Yasargil	Yasargil	Jacobson
18,5 cm / 7 3/8"	St 24-858-13-07	24-858-20-07	24-858-21-07	24-858-30-07




St

Edelstahl  
Stainless steel  
Acero inoxidable  
Acier inoxydable  
Acciaio inossidabile




1/2

Yasargil  
24-860-01-07 -  
24-860-04-07  
18,5 cm / 7 3/8"  
Fadenführer  
Suture guide  
Pinza porta-suturas  
Pince guide-fil  
Pinze porta-filo



18,5 cm / 7 3/8"	St	24-860-01-07	24-860-02-07	24-860-03-07	24-860-04-07
------------------	----	--------------	--------------	--------------	--------------




		gerade straight recto droit diritto	gerade straight recto droit diritto	gerade straight recto droit diritto	gerade straight recto droit diritto
18,5 cm / 7 3/8"	St	24-862-01-07	24-862-02-07	24-862-03-07	24-862-04-07




1/2

Yasargil  
24-862-01-07 -  
24-862-20-07  
Mikro-Raspatorium  
Micro raspatory  
Micro-raspador  
Micro-raspatoire  
Micro-raspatore



		bajonett bayonet bayoneta baïonnette baionetta	bajonett bayonet bayoneta baïonnette baionetta	bajonett bayonet bayoneta baïonnette baionetta	
18,5 cm / 7 3/8"	St	24-862-05-07	24-862-06-07	24-862-07-07	




		gerade straight recto droit diritto	gerade straight recto droit diritto	gerade straight recto droit diritto	
18,5 cm / 7 3/8"	St	24-862-10-07	24-862-11-07	24-862-20-07	

# Mikro-Instrumente

Micro instruments  
Micro-instrumentos  
Micro instruments  
Micro-strumenti

St


Edelstahl  
Stainless steel  
Acero inoxidable  
Acier inoxydable  
Acciaio inossidabile



	gerade straight recto droit diritto	gerade straight recto droit diritto	gerade straight recto droit diritto
18,5 cm / 7 3/8"	St 24-863-01-07	24-863-10-07	24-863-12-07

Yasargil  
24-863-01-07 -  
24-863-13-07

Mikro-Dissektor  
Micro dissector  
Micro-dissector  
Micro-dissecteur  
Micro-dissetto



	bajonett bayonet bayoneta baïonnette baionetta	bajonett bayonet bayoneta baïonnette baionetta
23 cm / 9"	St 24-863-11-07	24-863-13-07

1/2



1/1



1/1



1/1



1/1

24-865-10-07

24-865-11-07

1/2

1/2

1/2

1/2

Jacobson  
24-864-01-07

18,5 cm / 7 3/8"  
Knopfsonde  
Button probe  
Sonda abotonada  
Sonde bouton  
Sonda abottonata

Jacobson  
24-864-02-07


18,5 cm / 7 3/8"  
Doppelsonde  
Probe, double  
Sonda doble  
Sonde double  
Sonda doppia

Yasargil  
24-865-01-07

18,5 cm / 7 3/8"  
Mikro-Löffel  
Micro curette  
Micro-cucharilla  
Micro-curette  
Micro-curetta

24-865-10-07 - 24-865-11-07

23 cm / 9"  
Mikro-Löffel  
Micro curette  
Micro-cucharilla  
Micro-curette  
Micro-curetta




St

Edelstahl  
Stainless steel  
Acero inoxidable  
Acier inoxydable  
Acciaio inossidabile




23 cm / 9"	St	24-866-01-07	24-866-02-07		
------------	----	--------------	--------------	--	--



	Krayenbühl	Krayenbühl	Krayenbühl	Krayenbühl	
	<b>Fig. 1</b>	<b>Fig. 2</b>	<b>Fig. 3</b>	<b>Fig. 4</b>	
19 cm / 7 5/8"	St	24-940-01-07	24-940-02-07	24-940-03-07	24-940-04-07

24-866-01-07 -  
24-942-11-07

Mikro-Häkchen  
Micro hooklet  
Micro-gancho  
Micro-crochet  
Micro-uncino




	Caspar	Caspar	Caspar	Caspar	
	<b>90°</b>	<b>90°</b>	<b>90°</b>	<b>45°</b>	
	St	5 mm	7 mm	9 mm	11 mm
24,5 cm / 9 5/8"	St	24-942-05-07	24-942-07-07	24-942-09-07	24-942-11-07

1/2




**Kilner**  
28-203-15-07  
14,5 cm / 5 7/8"  
scharf  
sharp  
agudo  
pointu  
acuto




**Gillies**  
28-207-18-07 - 28-209-18-07  
18 cm / 7 1/8"

**Fig. 1**  
28-207-18-07  
kleine Biegung, scharf  
small curvature, sharp  
curva pequeña, agudo  
courbure petite, aigu  
curva piccola, acuto


**Fig. 2**  
28-209-18-07  
große Biegung, scharf  
large curvature, sharp  
curva larga, agudo  
courbure grande, aigu  
curva grande, acuto




**Guthrie**  
34-700-12-07  
12 cm / 4 5/8"  
Fixierhäkchen, scharf  
Fixation hook, sharp  
Ganchito de fijación, agudo  
Crochet de fixation, pointu  
Uncino di fiss., acuto




**Guthrie**  
34-702-13-07  
13 cm / 5 1/8"  
Fixierhäkchen, scharf  
Fixation hook, sharp  
Ganchito de fijación, agudo  
Crochet de fixation, pointu  
Uncino di fiss., acuto



**Knapp**  
34-711-13-07  
13 cm / 5 1/8"  
Häkchen, stumpf  
Tenaculum hooklet, blunt  
Ganchito, romo  
Crochet, mousse  
Uncino, smusso



**Rollet**  
34-716-13-07  
13 cm / 5 1/8"  
Häkchen, scharf  
Tenaculum hooklet, sharp  
Ganchito, agudo  
Crochet, pointu  
Uncino, acuto




**Graefe**  
15-066-01-07 - 15-066-02-07  
15 cm / 5 7/8"

15-066-01-07  
scharf  
sharp  
agudo  
pointu  
acuto


15-066-02-07  
stumpf  
blunt  
romo  
mousse  
smusso





Joseph  
37-684-15-07  
15,5 cm / 6 1/8"

Schleimhauthäkchen, scharf  
Mucosa hooklet, sharp  
Ganchito para mucosa, agudo  
Crochet pour la muqueuse, pointu  
Uncino per mucosa, acuto




Cottle  
37-686-16-07 - 37-687-16-07  
17 cm / 6 1/8"

scharf  
sharp  
agudo  
pointu  
acuto



Freer  
37-702-15-07  
15 cm / 5 7/8"

scharf  
sharp  
agudo  
pointu  
acuto



Joseph  
37-704-02-07 - 37-704-10-07  
16 cm / 6 1/8"

## Zusatzsieb Mikroinstrumentarium

bestehend aus:

## Additional microsurgical instrument set

consisting of:

Art.-Nr. Art. No.	Menge Unit	Beschreibung	Description
10-160-01-07	1	Skalpelli Griff für Mikro-Klingen, 13,5 cm	Scalpel handle for micro blade, 13.5 cm
24-843-14-07	1	Kürette nach Mikaeel Fig. 14, 45°, bajonett	Curette acc. Mikaeel fig. 14, 45°, bayonet
24-842-00-04	1	Handgriff für Mikaeel-Instrumente	Handle for Mikaeel instruments
24-853-03-07	1	Gewebekralle mit Schutz, 18 mm, 18,5 cm	Tissue forceps with protector, 18 mm, 18.5 cm
24-863-10-07	1	Mikro-Dissektor, gerade, dünn, 23 cm	Micro dissector, straight, slim, 23 cm
24-863-12-07	1	Mikro-Dissektor, gerade, 23 cm	Micro dissector, straight, 23 cm
24-858-30-07	1	Mikro-Gefäßmesser, Jacobson, gerade, 18,5 cm	Micro vascular knife, Jacobson, straight, 18.5 cm
24-866-01-07	1	Mikro-Häkchen, scharf, 23 cm	Micro hooklet, sharp, 23 cm
24-866-02-07	1	Mikro-Häkchen, stumpf, 23 cm	Micro hooklet, blunt, 23 cm
24-940-02-07	1	Häkchen, Kraysenbühl, Fig. 2, 19 cm	Nerve hook, Kraysenbuehl, No. 2, 19 cm
24-940-03-07	1	Häkchen, Kraysenbühl, Fig. 1, 19 cm	Nerve hook, Kraysenbuehl, No. 1, 19 cm
24-831-19-07	1	Durahaken, 90°, scharf, abgewinkelt, 19 cm	Dura hooklet, 90°, sharp, angled down, 19 cm
24-852-61-07	1	Fasspinzette, Hunt, bajonett, 5 mm, 20 cm	Grasping forceps, Hunt, bayonet, 5 mm, 20 cm
24-852-22-07	1	Fasspinzette, Yasargil, bajonett, 3 mm, 20 cm	Grasping forceps, Yasargil, bayonet, 3 mm, 20 cm
24-852-74-07	1	Mikro-Pinzette, Yasargil, bajonett, 0,9 mm, 20 cm	Micro forceps, Yasargil, bayonet, 0.9 mm, 20 cm
24-852-70-07	1	Mikro-Pinzette, Yasargil, bajonett, 0,6 mm, 18 cm	Micro forceps, Yasargil, bayonet, 0.6 mm, 18 cm
24-852-72-07	1	Mikro-Pinzette, Yasargil, bajonett, 1 x 2 Zähne, 18 cm	Micro forceps, Yasargil, bayonet, 1 x 2 teeth, 18 cm
24-852-78-07	1	Mikro-Pinzette, Yasargil, bajonett, 0,9 mm, 24 cm	Micro forceps, Yasargil, bayonet, 0.9 mm, 24 cm
24-850-25-07	1	Mikro-Schere, Yasargil, bajonett, gerade, 22,5 cm	Micro scissors, Yasargil, bayonet, straight, 22.5 cm
24-850-21-07	1	Mikro-Schere, Yasargil, bajonett, gebogen, 16,5 cm	Micro scissors, Yasargil, bayonet, curved, 16.5 cm
24-850-22-07	1	Mikro-Schere, Yasargil, bajonett, gerade, 20 cm	Micro scissors, Yasargil, bayonet, straight, 20 cm
20-620-21-07	1	TC-Mikronadelhalter, gerade, mit Sperre, 22 cm	TC micro needle holder, straight, with lock, 22 cm
11-711-19-07	1	Mikro-Schere, stumpf/stumpf, gebogen, Rundgriff, 18 cm	Micro scissors, blunt/blunt, curved, 10 mm, 18 cm
24-844-83-07	1	Mikro-Alligatorzange nach Tew	Micro Alligator forceps acc. Tew



Aufbereitungshinweise zu den Instrumenten finden Sie auf der beigefügten CD-ROM.

Maintenance instructions for surgical instruments can be found on the attached CD-ROM.

En el CD-ROM adjunto encontrará instrucciones sobre la preparación de los instrumentos.

Les informations relatives à la préparation des instruments sont disponibles sur le CD-ROM ci-joint.

Per informazioni sull'allestimento degli strumenti, vedere il CD-ROM allegato.

**11**

11-400-25-07 .....2  
 11-400-45-07 .....2  
 11-400-60-07 .....2  
 11-400-90-07 .....2  
 11-401-00-07 .....2  
 11-402-25-07 .....2  
 11-402-45-07 .....2  
 11-402-60-07 .....2  
 11-402-90-07 .....2  
 11-403-00-07 .....2  
 11-408-25-09 .....2  
 11-408-45-09 .....2  
 11-408-60-09 .....2  
 11-408-90-09 .....2  
 11-409-00-09 .....2  
 11-410-25-09 .....2  
 11-410-45-09 .....2  
 11-410-60-09 .....2  
 11-410-90-09 .....2  
 11-411-00-09 .....2  
 11-710-15-07 .....3  
 11-710-18-07 .....3  
 11-710-19-07 .....3  
 11-711-15-07 .....3  
 11-711-18-07 .....3  
 11-711-19-07 .....3  
 11-711-20-07 .....3  
 11-712-15-07 .....3  
 11-712-18-07 .....3  
 11-712-19-07 .....3  
 11-713-15-07 .....3  
 11-713-18-07 .....3  
 11-713-19-07 .....3  
 11-713-20-07 .....3  
 11-716-15-09 .....3  
 11-716-18-09 .....3  
 11-717-15-09 .....3  
 11-717-18-09 .....3  
 11-718-15-09 .....3  
 11-718-18-09 .....3  
 11-719-15-09 .....3  
 11-719-18-09 .....3  
 11-758-12-07 .....4

**12**

12-562-00-07 .....8  
 12-562-01-07 .....8  
 12-562-02-07 .....8  
 12-562-03-07 .....8  
 12-562-04-07 .....8  
 12-562-05-07 .....8  
 12-563-00-07 .....8  
 12-563-01-07 .....8  
 12-563-02-07 .....8  
 12-563-03-07 .....8  
 12-563-04-07 .....8  
 12-563-05-07 .....8  
 12-564-15-07 .....8  
 12-564-18-07 .....8

**15**

12-565-15-07 .....8  
 12-565-18-07 .....8  
 12-566-15-07 .....8  
 12-566-18-07 .....8

**20**

12-566-21-0 .....8  
 12-566-23-07 .....8  
 12-567-15-07 .....8  
 12-567-18-07 .....8  
 12-567-21-07 .....8  
 12-567-23-07 .....8  
 12-568-15-07 .....9  
 12-568-18-07 .....9  
 12-569-15-07 .....9  
 12-569-18-07 .....9  
 12-570-15-07 .....9  
 12-570-18-07 .....9

12-570-21-07 .....9  
 12-570-23-07 .....9  
 12-571-15-07 .....9  
 12-571-18-07 .....9  
 12-571-21-07 .....9  
 12-571-23-07 .....9  
 12-574-15-07 .....9  
 12-574-18-07 .....9  
 12-574-21-07 .....9  
 12-574-23-07 .....9  
 12-576-15-07 .....9  
 12-576-18-07 .....9  
 12-576-21-07 .....9  
 12-576-23-07 .....9  
 12-578-15-09 .....8  
 12-578-18-09 .....8  
 12-579-15-09 .....8  
 12-579-18-09 .....8  
 12-580-15-09 .....8  
 12-580-18-09 .....8  
 12-580-21-09 .....8  
 12-581-15-09 .....8  
 12-581-18-09 .....8  
 12-581-21-09 .....8  
 12-582-15-09 .....9  
 12-582-18-09 .....9  
 12-583-15-09 .....9  
 12-583-18-09 .....9  
 12-584-15-09 .....9  
 12-584-18-09 .....9  
 12-584-21-09 .....9  
 12-585-15-09 .....9  
 12-585-18-09 .....9  
 12-585-21-09 .....9  
 12-586-15-09 .....9  
 12-586-18-09 .....9  
 12-586-21-09 .....9  
 12-588-15-09 .....9  
 12-588-18-09 .....9  
 12-588-21-09 .....9  
 12-589-15-07 .....9  
 12-589-18-07 .....9  
 12-589-21-07 .....9  
 12-590-15-09 .....9  
 12-590-18-09 .....9  
 12-590-21-09 .....9  
 12-591-00-07 .....10  
 12-591-01-07 .....10  
 12-591-02-07 .....10  
 12-591-03-07 .....10  
 12-591-04-07 .....10  
 12-591-05-07 .....10  
 12-592-00-07 .....10  
 12-592-01-07 .....10  
 12-592-02-07 .....10  
 12-592-03-07 .....10  
 12-592-04-07 .....10  
 12-592-05-07 .....10

**15**

15-066-01-07 .....24  
 15-066-02-07 .....24

**20**

20-000-00-07 .....12  
 20-000-01-07 .....12  
 20-000-02-07 .....12  
 20-000-03-07 .....12  
 20-001-00-07 .....12  
 20-001-01-07 .....12  
 20-001-02-07 .....12  
 20-001-03-07 .....12  
 20-002-15-07 .....13  
 20-002-18-07 .....13  
 20-003-15-07 .....13  
 20-003-18-07 .....13

20-004-15-07 .....13  
 20-004-18-07 .....13  
 20-005-15-07 .....13  
 20-005-18-07 .....13  
 20-006-18-07 .....13  
 20-007-18-07 .....13  
 20-008-18-07 .....13  
 20-009-18-07 .....13  
 20-010-15-07 .....14  
 20-010-18-07 .....14  
 20-010-21-07 .....14  
 20-010-23-07 .....14  
 20-011-15-07 .....14  
 20-011-18-07 .....14  
 20-011-21-07 .....14  
 20-011-23-07 .....14  
 20-012-15-07 .....14  
 20-012-18-07 .....14  
 20-012-21-07 .....14  
 20-012-23-07 .....14  
 20-013-15-07 .....14  
 20-013-18-07 .....14  
 20-013-21-07 .....14  
 20-013-23-07 .....14  
 20-016-15-09 .....13  
 20-016-18-09 .....13  
 20-017-15-09 .....13  
 20-017-18-09 .....13  
 20-018-15-09 .....13  
 20-018-18-09 .....13  
 20-019-15-09 .....13  
 20-019-18-09 .....13  
 20-020-15-09 .....14  
 20-020-18-09 .....14  
 20-020-21-09 .....14  
 20-021-15-09 .....14  
 20-021-18-09 .....14  
 20-021-21-09 .....14  
 20-022-15-09 .....14  
 20-022-18-09 .....14  
 20-022-21-09 .....14  
 20-023-15-09 .....14  
 20-023-18-09 .....14  
 20-023-21-09 .....14  
 20-288-10-07 .....14  
 20-289-10-07 .....14  
 20-298-10-07 .....14  
 20-298-11-07 .....14  
 20-299-10-07 .....14  
 20-299-11-07 .....14  
 20-300-11-07 .....15  
 20-300-12-09 .....15  
 20-300-13-07 .....15  
 20-300-14-07 .....15  
 20-300-15-09 .....15  
 20-301-13-07 .....15  
 20-302-01-07 .....15  
 20-304-01-07 .....15  
 20-305-01-07 .....15  
 20-306-14-07 .....16  
 20-307-14-07 .....16  
 20-308-14-07 .....16  
 20-309-14-07 .....16  
 20-310-14-07 .....16  
 20-311-14-07 .....16  
 20-313-14-07 .....16  
 20-620-00-07 .....17  
 20-620-01-07 .....17  
 20-620-14-07 .....17  
 20-620-18-07 .....17  
 20-621-14-07 .....17  
 20-621-18-07 .....17  
 20-621-21-07 .....17  
 20-626-13-07 .....17  
 20-628-13-07 .....17

**24**

24-850-01-07 .....4  
 24-850-02-07 .....4  
 24-850-03-07 .....4  
 24-850-04-07 .....4  
 24-850-05-07 .....4  
 24-850-10-07 .....4  
 24-850-11-07 .....4  
 24-850-15-07 .....4  
 24-850-20-07 .....5  
 24-850-21-07 .....5  
 24-850-23-07 .....5  
 24-850-24-07 .....5  
 24-850-25-07 .....5  
 24-850-26-07 .....5  
 24-850-27-07 .....5  
 24-850-28-07 .....5  
 24-850-30-07 .....5  
 24-850-31-07 .....5  
 24-850-32-07 .....5  
 24-850-33-07 .....5  
 24-850-34-07 .....5  
 24-850-40-07 .....6  
 24-850-41-07 .....6  
 24-850-42-07 .....6  
 24-850-50-07 .....7  
 24-850-60-07 .....7  
 24-851-01-07 .....18  
 24-851-02-07 .....18  
 24-851-10-07 .....18  
 24-851-11-07 .....18  
 24-851-12-07 .....18  
 24-851-13-07 .....18  
 24-852-01-07 .....11  
 24-852-02-07 .....11  
 24-852-10-07 .....11  
 24-852-11-07 .....11  
 24-852-12-07 .....11  
 24-852-20-07 .....11  
 24-852-21-07 .....11  
 24-852-22-07 .....11  
 24-852-23-07 .....11  
 24-852-24-07 .....11  
 24-852-25-07 .....11  
 24-852-26-07 .....11  
 24-852-30-07 .....10  
 24-852-31-07 .....10  
 24-852-40-07 .....11  
 24-852-41-07 .....11  
 24-852-50-07 .....11  
 24-852-51-07 .....11  
 24-852-60-07 .....10  
 24-852-61-07 .....10  
 24-852-70-07 .....11  
 24-852-71-07 .....11  
 24-852-73-07 .....11  
 24-852-75-07 .....11  
 24-852-76-07 .....11  
 24-852-77-07 .....11  
 24-852-78-07 .....11  
 24-853-01-07 .....19  
 24-853-02-07 .....19  
 24-853-03-07 .....19  
 24-854-01-07 .....19  
 24-854-02-07 .....19  
 24-854-03-07 .....19  
 24-854-04-07 .....19  
 24-854-05-07 .....19  
 24-854-06-07 .....19  
 24-854-07-07 .....19  
 24-854-08-07 .....19  
 24-854-09-07 .....19  
 24-854-10-07 .....19  
 24-854-11-07 .....19  
 24-854-12-07 .....19  
 24-856-01-07 .....20

24-856-02-07 .....20  
 24-856-03-07 .....20  
 24-856-04-07 .....20  
 24-856-05-07 .....20  
 24-856-06-07 .....20  
 24-856-10-07 .....20  
 24-858-01-07 .....20  
 24-858-10-07 .....20  
 24-858-11-07 .....20  
 24-858-12-07 .....20  
 24-858-13-07 .....20  
 24-858-20-07 .....20  
 24-858-21-07 .....20  
 24-858-30-07 .....20  
 24-860-01-07 .....21  
 24-860-02-07 .....21  
 24-860-03-07 .....21  
 24-860-04-07 .....21  
 24-862-01-07 .....21  
 24-862-02-07 .....21  
 24-862-03-07 .....21  
 24-862-04-07 .....21  
 24-862-05-07 .....21  
 24-862-06-07 .....21  
 24-862-07-07 .....21  
 24-862-10-07 .....21  
 24-862-11-07 .....21  
 24-862-20-07 .....21  
 24-863-01-07 .....22  
 24-863-10-07 .....22  
 24-863-11-07 .....22  
 24-863-12-07 .....22  
 24-863-13-07 .....22  
 24-864-01-07 .....22  
 24-864-02-07 .....22  
 24-865-01-07 .....22  
 24-865-10-07 .....22  
 24-865-11-07 .....22  
 24-866-01-07 .....23  
 24-866-02-07 .....23  
 24-872-72-07 .....11  
 24-940-01-07 .....23  
 24-940-02-07 .....23  
 24-940-03-07 .....23  
 24-940-04-07 .....23  
 24-942-05-07 .....23  
 24-942-07-07 .....23  
 24-942-09-07 .....23  
 24-942-11-07 .....23

**28**

28-203-15-07 .....24  
 28-207-18-07 .....24  
 28-209-18-07 .....24

**34**

34-700-12-07 .....24  
 34-702-13-07 .....24  
 34-711-13-07 .....24  
 34-716-13-07 .....24

**37**

37-684-15-07 .....25  
 37-686-16-07 .....25  
 37-687-16-07 .....25  
 37-702-15-07 .....25  
 37-704-02-07 .....25  
 37-704-05-07 .....25  
 37-704-07-07 .....25  
 37-704-10-07 .....25

Forte de 30 ans d'expériences dans le domaine médical et doué d'un savoir faire unique, notre équipe de professionnels, à la pointe des nouvelles technologies, saura répondre à tous vos besoins: réparations, mise en conformité du matériel, révisions...

Notre réseau de commerciaux formé de manière continue, est à votre service sur l'ensemble du territoire national.



## **Alphacoméd SARL**

ZI Athelia 2  
145, impasse du serpolet  
13704 La Ciotat Cedex  
France

Tel: +33 (0) 04 42 73 10 89  
Fax: +33 (0) 04 42 73 10 03  
email: [alpha@alphacoméd.com](mailto:alpha@alphacoméd.com)  
[www.alphacoméd.com](http://www.alphacoméd.com)