



Alphacoméd
MATÉRIEL MÉDICAL - VENTE & SAV



**Prepare,
Operate, Recover
on one Chair.**

MOBILE TABLE ROTATION

500 XLE **500 XLS**

LA CHAISE DE TRAITEMENT MOBILE

SURGICAL CHAIRS & TABLES FOR PROFESSIONALS

Distribué par Alphacoméd Tel +33 4 42 73 10 89 alpha@alphacoméd.com www.alphacoméd.com

500 XLS

Conçu pour une stabilité maximale.

αalphacoméd
MATÉRIEL MÉDICAL - VENTE & SAV



CHIRURGIE
ESTHÉTIQUE



CHIRURGIE
DENTAIRE



- Domaines d'utilisation multiples : chirurgie du visage, chirurgie dentaire, chirurgie ophtalmologique
- Un excellent rapport qualité/prix
- Appui-tête multifonctions réglable en 2 dimensions et en longueur
- Commande à main avec 4 positions mémorisables, fonction Auto-Run et touche de réinitialisation
- Commande à pied démontable pour réglage du dossier, du siège et de la hauteur avec touche marche/arrêt incluse, 3 positions mémorisables et touche de réinitialisation
- Boîtier accumulateur indépendant du secteur avec interrupteur d'arrêt d'urgence



- Mono-colonne de levage pour un poids de patient de 200 kg max
- Châssis stable avec deux roulettes pivotantes à frein central et 2 roulettes fixes, combinant grande stabilité et facilité de manœuvre



- Rembourrage confortable, couleur standard anthracite
- Le patient peut s'asseoir et se lever facilement
- Accoudoirs confortables et démontables



commande à main
multifonctions



commande à pied
démontable

500 XLE

La chaise de traitement optimale pour les systèmes rotatifs dans les salles d'opération mobiles.

αalphacoméd
MATÉRIEL MÉDICAL - VENTE & SAV



CHIRURGIE
OPHTHALMOLOGIQUE



- Un rapport qualité/prix optimal
- Grande liberté de mouvement des jambes et accès libre à la tête du patient
- Prend très peu de place lors de l'utilisation, excellente manœuvrabilité même dans les espaces les plus restreints
- Désactivation automatique en mode veille, avec bouton de réactivation
- Revêtement à finition brillante en ABS recouvert par une couche de PMMA, robuste et résistant aux rayures
- Travail stérile sans interruptions de repositionnement grâce aux commandes à main et à pied
- Peut être utilisé n'importe où grâce à l'alimentation par batterie



- Manœuvres faciles grâce à la direction manuelle commandée avec le levier à pied
- Les doubles roulettes pivotantes à 360° électroconductrices offrent d'excellentes caractéristiques de roulement
- Fonction de chaise/table – il n'est pas nécessaire de déplacer le patient
- Simplicité d'accès pour un nettoyage et entretien facile
- Un signal acoustique prévient si le niveau de batterie est critique



- Le patient peut s'asseoir et se lever facilement, position d'assise basse
- Accoudoirs confortables qui offrent une sécurité élevée pour le patient, démontables
- Rembourrage confortable, couleur standard anthracite



commande à main
multifonctions



commande à pied
démontable

Équipement standard



Boîtier accumulateur indépendant du secteur avec interrupteur d'arrêt d'urgence.



Commande à pied démontable pour réglage continu électronique de la hauteur de chaise et de l'appui-tête.



Appui-tête en acier inox pour un positionnement précis du patient, réglable depuis la commande à main et à pied.



Lever de frein qui agit sur 4 roulettes électroconductrices.



Commande à main multifonctions avec 4 positions mémorisables au choix, fonction Auto-Run, touche de marche/arrêt et touche de réinitialisation.



Système de support d'accessoires en acier inox à fonction télescopique des deux côtés.

Distribué par Alphacoméd Tel +33 4 42 73 10 89 alpha@alphacoméd.com www.alphacoméd.com

500 XLE *comfort*

*La chaise de traitement qui offre un maximum de confort.
Le modèle renommé dans son nouveau look.*

αalphacoméd
MATERIEL MEDICAL - VENTE & SAV



CHIRURGIE
OPHTHALMOLOGIQUE



- Rembourrage confort bicolore pour être assis ou allongé encore plus confortablement
- Couleur standard anthracite/chrome
- Traversin pour les genoux intégré



Perfectionnez votre équipement d'opération.

alphacoméd
MATERIEL MEDICAL - VENTE & SAV



surgiForce



surgiTrend



surgiLine



assistTrend



assistLine



stayClean



Distrib

ué par Alphacoméd Tel +33 4 42 73 10 89 alpha@alphacoméd.com

MADE IN GERMANY

www.alphacoméd.com

Design | Construction | Manufacturing