



**MODÈLE WsR**  
*Accueil/procédure/Récupération*

**MODÈLE  
DIALYSE**

# DaySurg®

**MODULABLE  
SELON VOS BESOINS**

# DaySurg®

Le fauteuil ambulateur DaySurg a été créé pour répondre à tous les scénarios d'utilisation que nous avons analysés lors de nos études dans les services de chirurgie ambulatoire. Pratique et économique, Daysurg est le fauteuil le plus polyvalent jamais conçu ; il répondra à toutes les étapes possibles du processus ambulatoire. Accueil du patient, préparation et anesthésie, procédure, récupération du patient ou encore dialyse... toutes les situations trouvent une réponse.

Grâce à sa large gamme d'options et d'accessoires, **créez votre DaySurg selon vos besoins**



## AUTONOMIE DU PATIENT

- Accueil facilité du patient **par l'avant**.
- **Télécommande intuitive** à disposition du patient
- Dossier **Smart Move** : Le dossier accompagne le patient en descente comme en montée  
Pas de repositionnement
- **Appui-bras** combiné au dossier, accompagnant les mouvements du patient (version Dialyse)
- Nombreux accessoires de confort et de sécurité



## ERGONOMIE D'USAGE

- Fauteuil stable et **barrières escamotables** sous le plan de couchage (fonction no-gap) pour un transfert patient facilité
- Poignées de **poussée ergonomiques** côté pieds et tête pour une maniabilité extrême
- Roues à freinage électrique (selon modèle)
- Roue **directionnelle activable** pour plus de maniabilité.
- Fauteuil facilement personnalisable grâce à un large éventail d'accessoires



## SÉRÉNITÉ D'UTILISATION

- Matelas **monobloc de 10cm**, confortable et amovible facilitant l'entretien
- **Télécommande ergonomique** avec positions mémorisées
- Fauteuil au design épuré plus pratique à nettoyer
- **Zéro risque** : Zones de sécurité et conception anti-pincement.
- Fonction de Trendelenburg / Tilt 15°
- Commande de **freinage électrique à l'arrière**, côté dossier, inaccessible au patient.  
(Selon modèle)

## 2 FAUTEUILS, 4 MODÈLES

### Modèle **Dialyse**

- 38000-10** - Roues électriques (Appui-bras)
- 38000-01** - Roues mécaniques (Appui-bras)

### Modèle **WsR** (Accueil/Procédeure/ Récupération)

- 37000-10** - Roues électriques (sans barrières)
- 37000-01** - Roues mécaniques (sans barrières)



MODÈLE  
DIALYSE

MODÈLE  
WsR

DaySurg®

DaySurg®

- OPTIONS
- ACCESSOIRES

REF. 38810-01  
PRISE USB SUR DIALYSE

REF. 37710-01  
BARRIÈRES SUR WSR\*

REF. 12878  
RAILS ASSISE

REF. 37770-01  
RAILS DOSSIER\*

REF. 38850-01  
ETAU [UNITÉ]

REF. 878-12  
ETAU RAIL (18MM)

REF. 37760-01  
TIGE PORTE SÉRUM

REF. 25350  
TABLETTE DE LECTURE

REF. 12845  
GOEPPELS (18MM)

REF. 12850  
ETRIERS ENROBÉS (18MM)

REF. 37731-02  
SUPPORT TÉLÉCOMMANDE FLEXIBLE

REF. 2985-01  
TIGE PORTE-SÉRUM

REF. 11679-01/056  
APPUI-TÊTE

REF. 2536  
APPUI-BRAS PRÉLEVEMENT


REF. 37740-01  
PORTE ROULEAU

REF. 37750-01  
SUPPORT BOUTEILLE

\* Incompatibilité entre les réf. 37710-01 et 37770-01

ACCESSOIRES  
DE PROCÉDURE  
DISPONIBLES  
SUR DEVIS

# DaySurg®



Forte de 30 ans d'expériences dans le domaine médical et doué d'un savoir faire unique, notre équipe de professionnels, à la pointe des nouvelles technologies, saura répondre à tous vos besoins: réparations, mise en conformité du matériel, révisions...

Notre réseau de commerciaux formé de manière continue, est à votre service sur l'ensemble du territoire national.



## **Alphacoméd SARL**

ZI Athelia 2  
145, impasse du serpolet  
13704 La Ciotat Cedex  
France

Tel: +33 (0) 04 42 73 10 89  
Fax: +33 (0) 04 42 73 10 03  
email: [alpha@alphacoméd.com](mailto:alpha@alphacoméd.com)  
[www.alphacoméd.com](http://www.alphacoméd.com)