


Ambeo
Ophtalmo / Eye surgery



CONFORT COMFORT

- Mousses de 80 mm d'épaisseur
- 4 moteurs électriques : inclinaison du dossier et de l'assise, hauteur variable, coussin de pied
- Mouvements électriques doux
- Logement intégré pour bouteille d'oxygène
- Repose-tête réglable avec blocage mécanique
- Foam thickness 80 mm
- 4 electric motors : back-and seatrest reclinable, variable height, foot cushion
- Smooth electrical motion
- Built in oxygen bottle holder
- Adjustable headrest with mechanical blocking system




HYGIÈNE HYGIENE

- Sellerie amovible sans couture
- Sellerie monobloc (sauf coussin de pied)
- Toutes les parties exposées sont accessibles au nettoyage
- Revêtement avec protection antibactérienne (suivant choix de couleur, voir nuancier)
- Seamless removable upholstery
- Upholstery in one piece (except for legrest)
- All exposed parts are cleanable
- Covering with antibacterial protection (depending on the color, see color chart)



SÉCURITÉ SAFETY

- Dossier électrique débrayable pour mise en position d'urgence
- Capacité 200 kg
- Sellerie non-feu M1 (suivant choix de couleur, voir nuancier)
- Position de déclive 13°
- Accumulateur pour mouvement d'urgence (50 cycles)
- Enrouleur de câble (option)
- Electric releasable backrest for emergency position
- 200 kg patient weight capacity
- M1 fire retardant upholstery (depending on the color, see color chart)
 - Trendelenburg position 13°
 - Battery for emergency position (50 cycles)
 - Cable reel (option)



ACCESSIBILITÉ ACCESSIBILITY

- Hauteur variable électrique de 63 à 90 cm
- Coussin de pied rétractable sous l'assise pour un meilleur accueil (sur certains modèles)
- Poignées de poussée intégrées
- Variable height from 63 to 90 cm
- Retractable foot cushion under the seatrest for a higher accessibility (on specific models only)
 - Built-in push handles

Modèle présenté avec options/accessoires
Products shown with options/accessories



Accueil / Sortie
Welcome / Exit



Position basse
Low position



Position haute
High position



Récupération
Recovery



Déclive
Trendelenburg

CARACTÉRISTIQUES STANDARD - modèle 28000-01

Structure acier avec finition époxy gris nuage
Hauteur variable électrique de 63 à 90 cm
Dossier réglable par vérin électrique débrayable
Repose-jambes réglable par vérin électrique
Repose-tête réglable (blocage mécanique)
Position de décline 13°
Commande manuelle avec position d'urgence
Sellerie amovible avec mousse 80 mm grand confort
4 roues ø 150 mm, avec freinage centralisé
2 directionnelles côté pied et 2 anti-statiques
Accumulateur pour mouvement d'urgence (50 cycles)
Paire de rails sur assise et dossier 25 x 10 mm
Poignées de poussée intégrées
Panier à vêtements intégré
Support bouteille intégré
Poids maximum du patient autorisé 200 kg
(testé en dynamique à 250 kg et en statique à 800 kg)

STANDARD FEATURES - model 28000-01

Steel frame structure with light grey epoxy finish
Electric height adjustment from 63 to 90 cm
Adjustable and releasable electric backrest
Electric legrest adjustment
Adjustable headrest (mechanical blocking system)
Trendelenburg position 13°
Hand control with emergency position
Removable upholstery with 80 mm thickness foam greater comfort
Set of 4 castors ø 150 mm, with centralized brakes
2 directional foot-end and 2 anti-static
Battery for emergency positioning (50 cycles)
Pair of 25 x 10 mm rails on seat and on backrest
Built-in push handles
Built-in clothes basket
Built-in oxygen bottle holder
200 kg patient weight capacity
(tested at a dynamic weight of 250 kg and a static weight of 800 kg)


Modèles Models	Coussin de pied non extensible Non extendable legrest	Coussin de pied extensible Extendable legrest	Paire de barrières inox Pair of s/s side rails	Cale-pieds Footrest
28000-01	●			
28000-10	●		●	
28000-20		●		
28000-30		●	●	
28000-40		●		●
28000-50		●	●	●

Options*

* A demander impérativement
lors de la commande, montage usine /
Plant installed, must be ordered
with initial order



27705-01
Cale pied ajustable pour
coussin de pied non extensible
Adjustable footrest
for non extendable legrest
(pour modèles/for models
28000-01/10)



27720-01 27722-01
pour/for ref. 28000-01
28000-10 pour/for
ref. 28000-20/
30/40/50
Protection plastique
pour repose-jambes
Plastic protection for legrest



27732-01
Enrouleur
pour câble électrique
Reel for electric cable



28801-01
4 roues ø 150 mm **double
galet**, freinage centralisé,
deux directionnelles
Set of 4 double castors
with centralized brakes,
ø 150 mm, 2 directional

Accessoires Accessories



878-12
Étau coulissant pour rail
25x10 mm, ø 16/18 mm
Sliding clamp for 25x10 mm rail,
ø 16/18 mm



879-10
Étau rotatif
pour rail 25 x 10 mm
Rotating clamp
for 25 x 10 mm rail



Lightec + 878-12
Se référer à la documentation
Refer to the literature



25350+878-12
Tablette de lecture
Reading tray
incompatible avec
not compatible with
réf./ref. 28000-10/30/50



27711-01
Paire de barrières en résine
fixation sur rail incompatible avec
réf. 28000-10/30/50 et avec certains
accessoires (nous consulter)
Pair of resin barriers
for side rails not compatible with
ref. 28000-10/30/50 and with
some accessories (contact us)



27701-01
Coussin obturateur
Fill-in cushion
(réf./ref. 28000-20/30/40/50)



27731-02+878-12
Support télécommande flexible
Flexible hand control support



27750-01
Kit support bouteille oxygène
Kit oxygen bottle holder
(Type E)



2985-01+878-12
Tige porte-sérum autobloquant
2 crochets
Auto-locking 2 hook IV pole



28805-01
Support poignets
Wrist rest



28806-01
Support coudes
Elbow rest



28810-01
Appui-bras pour anesthésie
Armrest for anesthesia

Choix de selleries non-feu M1
Antibactérien
Choice of M1 fire retardant
and antibacterial upholstery

Classic

32 - BLEU / BLUE

93 - COTTAGE / COTTAGE

35 - ROUGE / RED

34 - JAUNE / YELLOW

91 - BLANC / WHITE

92 - MARINE / MARINE

56 - OBSCURE / DARKNESS

57 - ANTISTATIQUE / ANTISTATIC
Non classé M1 / Not classified M1

Vitamin

64 - RAISIN / GRAPE

67 - LAGON / LAGOON

66 - BONBON / SWEET

63 - CEDRAT / CEDRAT

Cosy

80 - CIEL / SKY

81 - VERT D'EAU / SEA GREEN

65 - LILAS / LILAC

96 - ETAIN / TIN

82 - GRIS SOURIS / MOUSE GREY

83 - NATUREL / NATURAL

84 - CHOCOLAT / CHOCOLATE

Selleries RITTER
RITTER upholstery
Non classé M1
Not classified M1

C1 - NAVY

C2 - DUSTY BLUE

C3 - MOSS





ANTIBACTÉRIEN / NON FEU M1 - ANTIBACTERIAL / M1 FIRE RETARDANT



Poids net
Net weight
133 kg

Poids brut
Gross weight
177 kg

Volume
1,472 m³



Modèles sans barrières 28000-01 / 28000-20 / 28000-40 : largeur hors tout : 620 mm
Models without side rails 28000-01 / 28000-20 / 28000-40 : overall dimensions : 620 mm

Forte de 30 ans d'expériences dans le domaine médical et doué d'un savoir faire unique, notre équipe de professionnels, à la pointe des nouvelles technologies, saura répondre à tous vos besoins: réparations, mise en conformité du matériel, révisions...

Notre réseau de commerciaux formé de manière continue, est à votre service sur l'ensemble du territoire national.



Alphacomed SARL

ZI Athelia 2
145, impasse du serpolet
13704 La Ciotat Cedex
France

Tel: +33 (0) 04 42 73 10 89
Fax: +33 (0) 04 42 73 10 03
email: alpha@alphacomed.com
www.alphacomed.com