

swifi®

CHAISE DE TRANSFERT
TRANSFER CHAIR



Un concept unique pour accueillir dignement vos patients !

A unique concept for greater patient dignity!

Distribué par Alphacoméd Tel : + 33 (0) 4 42 73 10 89 alpha@alphacoméd.com www.alphacoméd.com





Appui bras relevables
Adjustable arm rests



Freinage centralisé
Centralised brakes



Repose pied escamotable
par commande bilatérale
Retractable footrest
with bilateral control

CARACTÉRISTIQUES STANDARD STANDARD FEATURES

2 largeurs 47 ou 60 cm
2 widths 47 or 60cm

Capacité de charge : 200 kg (testé en statique à 600 kg)
Patient weight capacity: 200kg (tested at a static weight of 600kg)

Structure en tôle d'acier électrozingué avec finition époxy gris nuage
Electrogalvanized steel frame with light grey epoxy finish

Poignée de poussée finition époxy assortie à la sellerie
Epoxy finished push bar matching upholstery color

Assise et dossier avec revêtement non feu M1, sans couture
Backrest and seat in class M1 flame retardant seamless covering

Support dossier patient
Patient file holder

Panier à vêtements
Clothes basket

Appui bras relevables avec butée
Adjustable arm rests with stopper

Repose pied escamotable par commande bilatérale
Retractable footrest with bilateral control

Pare-chocs annulaires avant
Front shock absorbers

Roues arrières ø 300 mm avec freinage centralisé.
Rear castors ø 300mm with centralized brakes

Roues avant ø 100 mm – roulements à billes.
Front castors ø 100mm – ball bearing

Hauteur d'assise de 58 cm
58cm seat height

Capacité / Capacity
200 KG

Une conception innovante pour une fiabilité extrême A revolutionary concept for extreme reliability

PROMOTAL innove en créant Swifi®, la première chaise de transfert créée sur la base d'un châssis métallique monobloc. Swifi® est conçue exclusivement pour le milieu hospitalier : une grande rigidité et longévité, une manœuvrabilité facile ainsi qu'une gamme élargie d'accessoires dont Swing IV®, un système exclusif de tige porte sérum rotative.

PROMOTAL innovates in creating Swifi®, the first transfer chair created using a mono block metallic frame. Swifi® was designed exclusively for a hospital environment: greater rigidity and a longer life span, easy manoeuvrability and a large range of accessories including Swing IV®, an exclusive system of rotating IV pole.

Modèle présenté avec options - Model shown with options



30130-02

Respect de la dignité du patient Respect of patient dignity



Swift® est une chaise de transfert à la ligne résolument moderne et accueillante qui contribue à diminuer l'anxiété du patient dès son arrivée à l'hôpital. L'intimité du patient est respectée lors de la manœuvre du repose-pied grâce à sa commande bilatérale.

Swift® is a transfer chair with an ultra modern and welcoming design that contributes to reducing patient anxiety on arrival at a hospital. The patient's intimacy is respected when manipulating the footrest due to its bilateral control.



30130-02L

Le confort pour tous vos patients Comfort for all patients

La chaise de transfert Swift® facilite l'accueil de tous les patients, notamment les patients à mobilité réduite ou corpulents : sa capacité de charge de 200 kg, son assise ouverte sur les côtés, ses appui-bras relevables et son repose-pieds escamotable permettent indifféremment un accueil latéral ou frontal aisé.

The Swift® transfer chair allows easy access for all patients, notably reduced mobility or corpulent patients. A patient weight capacity of 200kg, an open-sided seat, swing-back armrests and a sliding footrest ensure both lateral and frontal access comfortably.

ACCESSOIRES / ACCESSORIES

30143-01



Ceinture de maintien
Safety belt

30148-20



Etau ø 16mm
Clamp ø 16mm

30149-01L



Repose jambe avec ancrage
pour 30130-01L
Legrest with fitting
for 30130-01L

30149-01



Repose jambe avec ancrage
pour 30130-01
Leg rest with fixings
for 30130-01

30141-01



Appui-tête
Head rest

30145-02



Support bouteille oxygène
Oxygen bottle holder
(ø maxi 160 x h 620)

30140-01



Support poche urine
Urine bag support

30142-01 + 30148-20




Tablette support
Support tray

30148-10



Swing IV®
Tige porte sérum rotative
Rotating IV pole

**30148-01
+ 30148-20**



Tige porte sérum
2 crochets
2 hook IV pole

**2985-01
+ 30148-20 ***



Tige porte sérum
autobloquant 2 crochets
2 hook auto-locking IV pole

30147-01



Consigneur
avec fixation murale
Coin holder
with wall fixings

30147-10



Consigneur spécial
avec 10 jetons avec fixation murale
Special chair lock
with 10 tokens with wall fixings

30147-20




Jeu de 10 jetons
pour 30147-10
Set of 10 tokens
for 30147-10

* Livré avec système antivol (entretroise nylon)
* Delivered with antitheft device


30130-02

DIMENSIONS (mm)


30130-02L


 alphacoméd
MATERIEL MEDICAL - VENTE & SAV


Poids net / Net weight..... 37 kg
Poids brut / Gross weight..... 42 kg
(+ palette/pallet = + 15 kg)
Volume..... 0,9 m³
(+ palette/pallet = 1 m³)



Poids net / Net weight..... 44 kg
Poids brut / Gross weight..... 50 kg
(+ palette/pallet = + 15 kg)
Volume..... 1,22 m³
(+ palette/pallet = 1,350 m³)



CHOIX DES COULEURS DE SELLERIES - CHOICE OF UPHOLSTERY COLORS

REVÊTEMENT NON-FEU M1 / M1 UPHOLSTERY

Basic



32 - BLEU / BLUE



33 - VERT / GREEN



34 - JAUNE / YELLOW



35 - ROUGE / RED



36 - ORANGE / ORANGE

Trendy



62 - AZUR / AZURE



63 - CEDRAT / CEDRAT



64 - RAISIN / GRAPE



65 - LILAS / LILAC



66 - BONBON / SWEET

Classic



92 - MARINE / MARINE



93 - COTTAGE / COTTAGE



94 - MUSCADE / NUTMEG



95 - NÉVÉ / FIRN



96 - ÉTAIN / TIN

Noirs



56 - OBSCURE / DARKNESS



57 - ANTISTATIC* / ANTISTATIC*


* Non classé M1
Not classified M1

REVÊTEMENT RITTER**
RITTER UPHOLSTERY**

C1 - NAVY



C2 - DUSTY BLUE



C3 - MOSS

** Uniquement pour certains
produits de la gamme
Promotal.
Only for some products
from Promotal range.


 alphacoméd
MATERIEL MEDICAL - VENTE & SAV


G004/FE-04/11

Forte de 30 ans d'expériences dans le domaine médical et doué d'un savoir faire unique, notre équipe de professionnels, à la pointe des nouvelles technologies, saura répondre à tous vos besoins: réparations, mise en conformité du matériel, révisions...

Notre réseau de commerciaux formé de manière continue, est à votre service sur l'ensemble du territoire national.



Alphacoméd SARL

ZI Athelia 2
145, impasse du serpolet
13704 La Ciotat Cedex
France

Tel: +33 (0) 04 42 73 10 89
Fax: +33 (0) 04 42 73 10 03
email: alpha@alphacoméd.com
www.alphacoméd.com