











La Tweegy est le fauteuil de transfert le plus simple jamais conçu.

Petite, encastrable et très simple à prendre en main, Tweegy est la solution qui vous permettra de faciliter les déplacements et fluidifier l'organisation de tous. Avec plus de 50 établissements de santé visités, Promotal s'est concentré sur la conception d'un fauteuil de transfert adapté et adaptable aux besoins du personnel ainsi que de leurs patients. Entièrement configurable et accessoirisable, la Tweegy évolue et évoluera au rythme de vos besoins! Tweegy, facilitez-vous la vie!



ERGONOMIE

- Plus de manutention des accessoires directement intégrés au fauteuil
- Plus besoin de se baisser grâce à des zones d'actions placées aux bons endroits
- Inclinaison de dossier et d'assise travaillée pour un confort patient optimal
- Poignées verticales pour convenir à toutes les morphologies
- Centre de gravité vers l'arrière pour plus de maniabilité



ÉCONOMIE

- Encastrabilité permettant un gain de place jusqu'à 48%
- Produit **polyvalent** grâce à une **large gamme d'accessoires** que vous pouvez ajouter maintenant ou plus tard
- Chaise éco responsable qui se transporte démontée (volume divisé par 2 lors du transport)
- Développement en collaboration avec une équipe de designers pour un aspect intemporel
- Matériaux solides et durables
- Sellerie non structurelle (disponible en accessoire)



SÉCURITÉ

- Identification simple et rapide par service (par couleur ou par lettrage)
- Système de freinage intuitif
- **Hygiène parfaite** grâce à des surfaces planes ou tubulaires sans rétention de poussière possible
- Repose-pieds et accoudoirs escamotables pour un accès et une sortie simplissime
- Facilité d'accès et de sortie de la chaise grâce à une assise à 52cm









RÉF. 50143-01

RÉF. 50142-01 PORTE DOCUMENT

RÉF. 50145-01 PORTE BOUTEILLE (Ø MAX. 120MM)

RÉF. 50148-10 TIGE PORTE SERUM ROTATIVE



Distribué par Alphacomed Tel: + 33 (0) 4 42 73 10 89 alpha@alphacomed.com www.alphacomed.com





TWEEGY 50140-01

POIDS BRUT : 48 kg

POIDS NET : 40 kg

VOLUME : 0,46 m³









Forte de 30 ans d'expériences dans le domaine médical et doué d'un savoir faire unique, notre équipe de professionnels, à la pointe des nouvelles technologies, saura répondre à tous vos besoins: réparations, mise en conformité du matériel, révisions...

Notre réseau de commerciaux formé de manière continue, est à votre service sur l'ensemble du térritoire national.



Alphacomed SARL

ZI Athelia 2 145, impasse du serpolet 13704 La Ciotat Cedex France

Tel: +33 (0) 04 42 73 10 89 Fax: +33 (0) 04 42 73 10 03 email: alpha@alphacomed.com www.alphacomed.com