




**Zubehör**  
**Accessories**

**UAW**  
**Ultrasonic**  
**Assisted**  
**Wound treatment**



**Inhalt****Content****INHALT**

Inhalt .....	2
SONOCA-Handstücke – Allgemeine Informationen .....	4
Verwendete Symbole.....	4
UAW-Handstück, Doppelkugel 97-102 .....	5
UAW-Handstück, Huf 97-103 .....	6
UAW-Handstück, Spatel 97-104 .....	7
UAW-Handstück, Dreifachkugel 97-105 .....	8
UAW-Handstück, Doppelkugel, lang 97-112 .....	9
Schlauchsets.....	10
Lagerungs- und Sterilisationslösungen .....	11
Aerosol-Absaugzubehör für UAW-Handstücke.....	12
Aerosol-Absauggerät und Zubehör (UAW) .....	13
Absaugsystem .....	14
Fußschalter .....	15
Kabel.....	16
Prüfmittel.....	16
Gerätewagen und Zubehör.....	17
Notizen.....	21

**Inhalt**

**Content**



**CONTENT**

Content.....3  
 SONOCA-Handpieces – General Information .....4  
 Used Symbols.....4  
 UAW-Handpiece, Double ball 97-102 .....5  
 UAW-Handpiece, Hoof 97-103.....6  
 UAW-Handpiece, Spatula 97-104 .....7  
 UAW-Handpiece, Triple ball 97-105.....8  
 UAW-Handpiece, Double ball, long 97-112 .....9  
 Hose Sets .....10  
 Storage and Sterilisation Solutions .....11  
 Aerosol Suction Accessories for UAW Handpieces.....12  
 Aerosol Suction Device and Accessories (UAW).....13  
 Suction System.....14  
 Footswitches .....15  
 Cables .....16  
 Test equipment .....16  
 Trolleys and Accessories.....17  
 Notes.....21

## SONOCA-Handstücke – Allgemeine Informationen

### SONOCA-Handpieces – General Information

**Material:** Sonoca®-Handstücke sind aus strapazierfähigen Aluminium- & Titan-Legierungen hergestellt & toxikologisch unbedenklich.

**Verwendbarkeit:** Sonoca®-UAW-Handstücke sind für das schonende, selektive Debridement von Wunden geeignet.

**Alle Ultraschall-Handstücke werden über Fußschalter aktiviert!**

**Lieferung erfolgt ohne Anschlusskabel**

**Mindestauftragswert: 50 € ansonsten Mindermengenaufschlag: 15% des Warenwertes**

**Ausgediente und/oder defekte Instrumente nehmen wir selbstverständlich zum Recyceln zurück !**

**Grundsätzlich sind alle aufgelisteten Produkte maschinenwaschbar bei 93 °C und autoklavierbar bei 134 °C.**

**Nur extra ausgewiesene Produkte sind nicht sterilisierbar!**

*Material: Sonoca®-handpieces are made out of durable aluminum and titanium alloy and are non toxic.*

*Implementation: Sonoca®-UAW handpieces are built for carefully and selective debridement of wounds.*

*All ultrasonic-handpieces are footswitch controlled!*

*Will be delivered without connective cable.*

*Minimum order value: 50 € otherwise an extra 15% of the invoice amount will be charged for less order value*

*We accept worn out or defective instruments for recycling!*

*Generally all products are machine-washable at 93 °C and autoclavable at 134 °C.*

*Only a few extra marked products are not sterilizable!*

## Verwendete Symbole

### Used Symbols



Material ist bei 134 °C autoklavierbar  
*Material is autoclavable at 134 °C*



Material ist bei 93 °C maschinenwaschbar  
*Material is machine washable at 93 °C*



Material ist zur EINMALIGEN Verwendung  
*Material is for SINGLE USE ONLY*



Material ist Latex frei  
*Material is Latex free*

**UAW-Handstück, Doppelkugel 97-102**



**UAW-Handpiece, Double ball 97-102**



Kompatibilität: SONOCA-180 / -185 / -190 / -300 / -400 / -Lipo  
 Compatibility:

**Best.-Nr:**  
**Order No:** **97-102**

Frequenz	Gewicht	Arbeitslänge	Spitzen-Ø (außen)	Spülung	Aktivierung
Frequency	Weight	Working length	Tip-Ø (outside)	Irrigation	Activation
<b>25 kHz</b>	<b>155 g</b>	<b>~62 mm</b>	<b>5 mm</b>	<b>Innen / inside</b>	<b>Fußschalter / footswitch</b>

	Länge Length		
Anschlusskabel für Ultraschallinstrumente Connective cable for Ultrasonic instruments	<b>5 m</b>	<b>240K0194</b>	<b>240K0094</b>
	Länge Length	VE pu	Best-Nr. Order No.
EINMAL Spülschlauch UAW DISPOSABLE Irrigation tubing UAW	<b>5,90 m</b>	<b>12</b>	<b>700S0009</b>

## UAW-Handstück, Huf 97-103



## UAW-Handpiece, Hoof 97-103



Kompatibilität:  
Compatibility: SONOCA-180 / -185 / -190 / -300 / -400 / -Lipo

Best.-Nr:  
Order No: **97-103**

Frequenz	Gewicht	Arbeitslänge	Spitzen-Ø (außen)	Spülung	Aktivierung
Frequency	Weight	Working length	Tip-Ø (outside)	Irrigation	Activation
<b>25 kHz</b>	<b>155 g</b>	<b>~60 mm</b>	<b>6 mm</b>	<b>Innen / inside</b>	<b>Fußschalter / footswitch</b>

	Länge Length		
Anschlusskabel für Ultraschallinstrumente Connective cable for Ultrasonic instruments	<b>5 m</b>	<b>240K0194</b>	<b>240K0094</b>
	Länge Length	VE pu	Best-Nr. Order No.
EINMAL Spülschlauch UAW Irrigation tubing UAW	<b>5,90 m</b>	<b>12</b>	<b>700S0009</b>

**UAW-Handstück, Spatel 97-104**



**UAW-Handpiece, Spatula 97-104**



Kompatibilität: SONOCA-180 / -185 / -190 / -300 / -400 / -Lipo  
 Compatibility:

Best.-Nr: **97-104**  
 Order No:

Frequenz	Gewicht	Arbeitslänge	Spitzen-Ø (außen)	Spülung	Aktivierung
Frequency	Weight	Working length	Tip-Ø (outside)	Irrigation	Activation
<b>25 kHz</b>	<b>155 g</b>	<b>~60 mm</b>	<b>6 x 3,5 mm</b>	<b>Innen / inside</b>	<b>Fußschalter / footswitch</b>

	Länge Length		
Anschlusskabel für Ultraschallinstrumente Connective cable for Ultrasonic instruments	<b>5 m</b>	<b>240K0194</b>	<b>240K0094</b>
	Länge Length	VE pu	Best-Nr. Order No.
EINMAL Spülschlauch UAW DISPOSABLE Irrigation tubing UAW	<b>5,90 m</b>	<b>12</b>	<b>700S0009</b>

## UAW-Handstück, Dreifachkugel 97-105



## UAW-Handpiece, Triple ball 97-105



Kompatibilität: SONOCA-180 / -185 / -190 / -300 / -400 / -Lipo  
 Compatibility:

Best.-Nr: 97-105  
 Order No:

Frequenz	Gewicht	Arbeitslänge	Spitzen-Ø (außen)	Spülung	Aktivierung
Frequency	Weight	Working length	Tip-Ø (outside)	Irrigation	Activation
25 kHz	155 g	~62 mm	5 mm	Innen / inside	Fußschalter / footswitch

	Länge Length		
Anschlusskabel für Ultraschallinstrumente Connective cable for Ultrasonic instruments	5 m	240K0194	240K0094
	Länge Length	VE pu	Best-Nr. Order No.
EINMAL Spülschlauchset UAW DISPOSABLE Irrigation tubing UAW	5,90 m	12	700S0009



**UAW-Handstück, Doppelkugel, lang 97-112**



**UAW-Handpiece, Double ball, long 97-112**



Kompatibilität: SONOCA-180 / -185 / -190 / -300 / -400 / -Lipo  
 Compatibility:

Best.-Nr: 97-112  
 Order No:

Frequenz	Gewicht	Arbeitslänge	Spitzen-Ø (außen)	Spülung	Aktivierung
Frequency	Weight	Working length	Tip-Ø (outside)	Irrigation	Activation
<b>25 kHz</b>	<b>188 g</b>	<b>~220 mm</b>	<b>5 mm</b>	<b>Innen / inside</b>	<b>Fußschalter / footswitch</b>

	Länge Length		
Anschlusskabel für Ultraschallinstrumente Connective cable for Ultrasonic instruments	<b>5 m</b>	<b>240K0194</b>	<b>240K0094</b>
	Länge Length	VE pu	Best-Nr. Order No.
EINMAL Spülschlauch UAW DISPOSABLE Irrigation tubing UAW	<b>5,90 m</b>	<b>12</b>	<b>700S0009</b>

## Schlauchsets

## Hose Sets



Spülschlauch UAW  
Irrigation tubing UAW

Länge  
Length  
**5,90 m**

VE  
pu  
**12**

Best-Nr.  
Order No.  
**700S0009**



EINMAL Aerosol-Absaugschlauch Ø 6 mm  
DISPOSABLE Aerosol suction hose Ø 6 mm

Länge  
Length  
**2 m**

VE  
pu  
**25**

Best-Nr.  
Order No.  
**300N0219**



**Lagerungs- und Sterilisationslösungen**

**Storage and Sterilisation Solutions**



Edelstahlsieb, Halb-Euro, mit Bodenleisten  
*Stainless steel sieve, half-euro, with silicone straps*

Verwendbar für: 97-102 / 97-103 / 97-104 / 97-105  
 Usable for: 105



Best-Nr.  
 Order No.

**610S0111**

Edelstahlsieb, Voll-Euro, mit Bodenleisten  
*Stainless steel sieve, full-euro, with silicone straps*

Abmessungen: (B x T x H) 480 x 240 x 50 mm  
 Dimensions: (W x D x H)  
 Verwendbar für: 97-112  
 Usable for:



**610S0110**

## Aerosol-Absaugzubehör für UAW-Handstücke

### Aerosol Suction Accessories for UAW Handpieces




Best-Nr.  
Order No.

Aerosol Absaugansatz für UAW Handstücke

- 615S0053 oder 615S0054 wird zusätzlich benötigt

*Aerosol suction attachment for UAW handpieces*

- *615S0053 or 615S0054 is additionally needed*



**615K0051**

VE  
pu

Rüssel für Huf Sonotrode (97-103)

- Zur Verwendung mit 615K0051
- *Suction trunk for hoof sonotrode (97-103)*
- *To be used with 615K0051*



**5**

**615S0054**

VE  
pu

Rüssel für Kugel/Spatel Sonotrode (97-102 / 104 / 105)

- Zur Verwendung mit 615K0051
- *Suction trunk for ball/spatula sonotrode (97-102 / 104 / 105)*
- *To be use with 615K0051*



**5**

**615S0053**

**Aerosol-Absauggerät und Zubehör (UAW)**

**Aerosol Suction Device and Accessories (UAW)**



Best-Nr.  
Order No.

LINA Aerosol-Absauggerät (Tischgerät)  
 • Für Aerosole und Rauch



**99-010**

*LINA Aerosol suction device (table top)*  
 ▪ *For aerosols and smoke*

LINA Aerosol-Absauggerät (Trolley-Version)  
 • Für Aerosole und Rauch



**99-011**

*LINA Aerosol suction device (Trolley version)*  
 ▪ *For aerosols and smoke*

Ersatzfilter für LINA Absauggeräte



*Spare filter for LINA suction device*

**990N0006**

Ersatzschalldämpfer für LINA Absauggeräte  
*Spare sound absorber for LINA suction device*

**990N0008**

VE  
pu

Reduzieransatz 22/10  
 • 22 mm auf 10 mm  
 • Zur Verbindung von Absauggeräten mit Absaugbehälter mit Verbindungsschlauch 615S0055



**3**

**615N0001**

*Reduction attachment 22/10*  
 • *22 mm to 10 mm*  
 • *To connect suction device and suction receptacle with connection hose 615S0055*

## Absaugsystem

### Suction System



	Länge Length	Best-Nr. Order No.
Silikonschlauch für Aerosol-Absaugung <ul style="list-style-type: none"> <li>Zur Verbindung von Absauggerät und Absauggefäß über 615N0001 (Reduzieransatz 22/10)</li> <li>autoklavierbar</li> </ul> Silicone hose for aerosol suction <ul style="list-style-type: none"> <li>To connect suction device and suction receptacle via 615N0001 (reduction attachment 22/10)</li> <li>autoclavable</li> </ul>	40 cm	615S0055

Absauggefäße für Einwegbeutel, Kunststoff, mit Extraskala  
 Suction receptacle for disposable bags, plastic, with extra scale

Best-Nr. Order No	1000 ml 300N0300	2000 ml 300N0301	3000 ml 300N0302
<b>Nicht autoklavierbar!</b> <b>Not autoclavable!</b>			
Passender Einwegbeutel Fitting disposable bags	300N0310	300N0311	300N0312

Einwegbeutel, mit Geliermittel  
 Disposable bags, with solidifier

Best-Nr. Order No VE pu	1000 ml 300N0310 32	2000 ml 300N0311 22	3000 ml 300N0312 20
			

**Fußschalter**

**Footswitches**



Fußschalter, einfach

- Ohne Druckpunkt
- Klassifiziert: IPX8/AP

*Footswitch, single*

- *Without click switch*
- *Classified: IPX8/AP*



**770S0101**

**770S0001**

Fußschalter, einfach, rund, allseitig bedienbar

- Empfohlen für SONOCA-300 in der Neurochirurgie
- Ohne Druckpunkt
- Klassifiziert: IPX8/AP

*Footswitch, single, round, actuating from all sides*

- *Recommended for SONOCA-300 for use in neuro surgery*
- *Without click switch*
- *Classified: IPX8/AP*








**770S0113**

--


## Kabel

### Cables

		 MATERIEL MEDICAL - VENTE & SAV		Länge Length	Best-Nr. Order No.
Potentialausgleichskabel <i>Earthing cable</i>				5 m	200N0008
Netzleitung <i>Power cable</i>		Netzanschluß <i>Mains connector</i>			Best-Nr. Order No.
		Deutschland <i>Germany</i>			200N0023
		Großbritannien <i>Great Britain</i>			200N0006
		USA / Kanada <i>USA / Canada</i>			200N0007
Weitere auf Anfrage! <i>Further on request</i>					
				Länge Length	
Anschlusskabel für Ultraschallinstrumente <i>Connective cable for Ultrasonic instruments</i>				5 m	240K0194
					240K0094

## Prüfmittel

### Test equipment

		Best-Nr. Order No.
Kabeltester <ul style="list-style-type: none"> <li>Zur Überprüfung sämtlicher SÖRING Anschlusskabel und weiterem Zubehör (z.B. Ultraschallkabel, Fußschalter, HF-Kabel)</li> </ul>		95-000
Cable Testing Device <ul style="list-style-type: none"> <li>To test all SÖRING connective cables and further accessories (e.g. Ultrasonic cable, footswitches, RF-cable)</li> </ul>		



**Gerätewagen und Zubehör**

**Trolleys and Accessories**



Best-Nr.  
Order No.

**Trolley uni-cart S-180, komplett**

- Mit Ablageboden, Korb, Fußschalterhalter und Infusionsstativ (700N0014)
- Rollendurchmesser: 100 mm

**Trolley uni-cart S-180, complete**

- With shelf board, basket, footswitch holder and infusion stand(700N0014)
- Wheel diameter: 100 mm



**700K0097**

**Schubladenblock**

- Zusätzlicher Schubladenblock mit Ablageboden
- B x T: 400 mm x 360 mm

**Drawer block**

- Additional drawer block with shelf board
- W x D: 400 mm x 360 mm



**700N0020**

**Trolley Ablageplatte**

- Für 700K0097, inkl. Befestigungsmaterial
- B x T: 400 mm x 360 mm

**Trolley shelf board**

- For 700K0097, incl. mounting material
- W x D: 400 mm x 360 mm



**700N0021**

**Trolley Ablagekorb**

- Für 700K0097, inkl. Befestigungsmaterial

**Trolley basket**

- For 700K0097, incl. mounting material



**700N0022**

## Gerätewagen und Zubehör

### Trolleys and Accessories

Anbau-Normschienset 390mm

- Inkl. Befestigungsmaterial

*Side standard runner 390 mm*

- *incl. mounting material*



**700N0042**

Schienenklemme für Normschiene

- Zum Anbringen von z.B. Absaugflaschen an die Normschiene

*Clamp for standard runner*

- *To mount e.g. aspiration bottle to standard runner*

Typ / Type **S**

**SERRES**

300N0323

**Gerätewagen und Zubehör**

**Trolleys and Accessories**



Best-Nr.  
Order No.

Fußschalter- / Kabelhalter

- Inkl. Befestigungsmaterial

*Footswitch / Cable holder*

- *incl. mounting material*



**700S0101**

Gelenkarm 900 mm

- inkl. Montageklemme für Normschiene und Kabelführungsklammern

*Jointed arm 900 mm*

- *incl. clamp for standard runner and cable leads*



**700N0043**

## Gerätewagen und Zubehör

### Trolleys and Accessories



#### Gerätetrolley, 2 Ablageböden

- empfohlen bei Verwendung von Aerosol-Absauggeräten
- Rollendurchmesser: 100 mm

#### Trolley uni-cart S-180, complete

- Recommended when aerosol suction devices are used
- Wheel diameter: 100 mm



Best-Nr.  
Order No.

**700N0010**

#### Infusionsstativ

- Höhenverstellbar


#### Infusion stand

- height adjustable



**700N0014**

Wir können Ihnen ein umfangreiches Programm an Zubehörteilen liefern. Bitte fragen Sie uns bei Bedarf



*We can deliver a wide range of accessories. Please, ask us if you need.*