



marLED[®] E3

Éclairage d'examen au plus haut niveau

**100 000
Lux**



marLED® E3 Éclairage d'examen au plus haut niveau

Sa technologie LED moderne vous garantit une intensité lumineuse optimale tout en gardant la tête froide. Son articulation à cardan vous permet de profiter à tout moment du niveau de sécurité le plus élevé possible dans n'importe quelle position.

Un excellent rendu, une température de couleur similaire à la lumière du jour et une longue durée de vie associée à des frais d'exploitation réduits font de cet éclairage un outil parfait au quotidien.

Convient parfaitement en établissement de soins et au cabinet

- Service ambulatoire
- Soins pré- et postopératoires
- Chirurgie dentaire et ORL
- Chirurgie maxillo-faciale
- Médecine vétérinaire
- Cliniques de jour et services ambulatoires

Puissance. Efficacité. Technologie.
Une lumière qui répond aux plus grandes exigences



Manipulation –
tout simplement géniale !



Hygiène sûre –
sans coin et arête



Hygiène sûre –
sans coin et arête



Positionnement sûr –
facile et mobile

Tableau synoptique des caractéristiques techniques

	marLED® E3
Tension d'alimentation électrique par un bloc d'alimentation large gamme intégré	100 – 240 V CA/50-60 Hz
Température de couleur	4300 K
Éclairage à 1 m	100 000 Lux
Diamètre du champ d'éclairage	170 mm
Puissance nominale des lampes	3 x 5 watts
Durée de vie escomptée	40 000 h

Les variantes de montage



Modèle mobile

Modèle plafond

Modèle mural