




**marLED<sup>®</sup> E1**

*Éclairage d'examen*



*Fiabilité et sécurité –*  
pour la simplification du  
quotidien des spécialistes

Un éclairage chirurgical fiable est indispensable au sein des établissements de santé et des cabinets médicaux. Les éclairages d'examen de KLS Martin facilitent les examens ainsi que la préparation des opérations.



*Technologie LED efficace et flexibilité*  
pour une assistance  
optimale au quotidien

Les éclairages d'examen permettent de profiter de la technologie LED moderne lors d'examens médicaux et se caractérisent par leur grande mobilité et le positionnement correct du corps de luminaire au quotidien.

*Montage variable –*  
adaptable à chaque espace

Fixation au plafond, fixation murale, fixation sur rail ou modèle mobile sur roulettes : l'éclairage d'examen marLED® E1 est utilisable de manière flexible et convient à toutes les contraintes spatiales.





### *De nombreux avantages utiles à votre activité*

- Technologie LED moderne
- Excellente puissance lumineuse et efficacité
- Longue durée de vie des LED
- Manipulation simple
- Design fonctionnel et ergonomique
- Positionnement confortable
- Poignée ergonomique
- Poids faible
- Système d'éclairage hermétique
- Nettoyage facile
- Standard d'hygiène élevé

### *Avantages pour votre bilan environnemental*

Le système marLED® E1 est le premier choix de tous ceux qui pensent dès maintenant à demain. Tout simplement parce qu'il convainc non seulement par son éclairage optimal de la zone de la plaie mais aussi par son importante efficacité énergétique. Deux caractéristiques synonymes de rentabilité, pour l'établissement de santé, les patients et l'environnement.



*Modèles marLED® E1*



Modèle mobile



Modèle mural



Modèle pour plafond

## *Personnalisation* en fonction de vos besoins

En version de plafond, murale, mobile ou même fixée à un rail par l'intermédiaire d'un adaptateur, l'éclairage d'examen marLED® E1 permet l'exécution optimale de procédures pour les médecins et le personnel de soin et s'adapte parfaitement à toutes les contraintes spatiales.

### *Références de commande*

Réf.	marLED® E1 éclairage d'examen
89-701-00-04	marLED® E1 mobile
89-701-01-04	marLED® E1 mural
89-701-02-04	marLED® E1 pour plafond
89-701-03-04	marLED® E1 standard

### *Caractéristiques techniques*

	marLED® E1
Éclairage central (à 0,5 m)	50 000 Lux
Température de couleur	4 400 K
Indice du rendu des couleurs [Ra (1-8)]	> 93
Diamètre du champ lumineux d10, à 0,5 m	18 cm
Tension d'alimentation	100-240 V ; 50/60 Hz
Puissance absorbée	10,5 - 13 W
Durée de vie escomptée	50 000 h

Toutes les valeurs d'éclairage s'entendent avec une tolérance de - 10 % à + 20 %.  
en raison de la fabrication et de la technique de mesure.