




Consommables & Accessoires pour Acupulse DUO

| Fibre Laser CO2 Haute Puissance - FiberLase™ | | AC-1059590 |
|--|---|------------|
| Longueur : 2.0 m |  | |
| Ø extérieur : 1.04 mm | | |
| Taille du spot : 295 microns | | |
| Faisceau visée : laser diode rouge, intensité réglable | | |
| Usage unique | | |
| Fournie stérile | | |

AC-1059590 **Fibre Laser CO2 - Fibre Lase™**

| Kit de Pièces à Main Rigides pour fibres FiberLase™ | | KT-2061370 |
|---|---|------------|
| Fiberlase HP-R 60 mm - bout droit |  | |
| Fiberlase HP-R 180 mm - bout droit | | |
| Fiberlase HP-R 60 mm - droite, extrémité courbe. | | |
| Fiberlase HP-R 140 mm - droite, extrémité courbe. | | |
| Fiberlase HP-R 180 mm - droite, extrémité courbe. | | |
| Fiberlase HP-R 240 mm - courbe, extrémité courbe. | | |
| Fiberlase HP-R 140 mm - courbe, extrémité droite. | | |
| Fiberlase HP-R 240 mm - courbe, extrémité droite. | | |
| Kit de nettoyage (brosses et embouts silicone) | | |

| Kit de Pièces à Main Malléables pour fibres FiberLase™ | | AC-2083960 |
|--|---|------------|
| Fiberlase HP-M 300 mm |  | |
| Fiberlase HP-M 240 mm | | |
| Fiberlase HP-M 140 mm | | |
| Fiberlase HP-M 90 mm | | |
| Livre avec gabarit de cintrage | | |
| Kit de nettoyage (brasses et embouts silicone) | | |